

TÁJÉKOZTATÓ

KÜLSŐ MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI
JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATOK



2024

QualiCont Nonprofit Kft.

**Független, pártatlan és akkreditált
jártassági vizsgálatot szervező
szervezet.**

Több mint

25 év

**a külső minőségellenőrzés
szolgálatában!**

**Folyamatos Szakértői támogatás,
konzultációs lehetőség!**

INSTAND együttműködéssel megvalósuló	
körvizsgálatok	55
Genetika	56
440i. HLA diagnosztika – HLA-B27 meghatározás	56
741i. Molekuláris genetika 14 – HFE: H63D, C282Y (opcionális S65C)	56
748i. Molekuláris genetika 17 – PAI-1 (4G/5G)	56
772i. HLA Diagnosztika 07 – HLA-DQ	56
793i. Molekuláris genetika 07 – Aldoláz B	56
Hematológia	57
214i. Immunfenotipizálás 02	57
217i. Ós/Progenitor sejtek (CD 34)	57
Immunológia	57
245i. Komplement analízis 01 – Auto-anti-C1q	57
246i. Komplement analízis 02 – Funkciók és fehérjék	57
Klinikai kémia	57
102i. Kapilláris zóna elektroforézis	57
120i. Szárazkémia-Reflotron	57
175i. Vizelet kémia, biogén aminok	57
181i. Fotométer kontroll	57
185i. Biogén aminok a plazmában	58
191i. Antikonvulzív szerek 01	58
195i. Terápiás gyógyszer-ellenőrzés	58
197i. Gyógyszerek II.	58
198i. Gombaölő szerek és klóramfenikol	58
205i. Nyomelemek (vizeletből)	58
206i. Nyomelemek (plazmából)	58
208i. Nyomelemek (teljes vérből)	58
242i. Plazmafehérjék-Cisztatin C	58
290i. Vitaminok (szérum)	58
291i. Vitaminok 02 (Teljes vér)	59
296i. Vitaminok 03 - C Vitamin	59
298i. Mellékvese/Agyalapi mirigy	59
302i. Szteroid hormonok, pajzsmirigy	59
304i. Aldoszteron	59
309i. Virilizáció	59
466i. Cerebrospinális folyadék analízis 06 - Demencia markerek	59
502i. Hemosztázis 22 - Dabigatran	59
503i. Hemosztázis 23 - Rivaroxaban	59
504i. Hemosztázis 25 - Apixaban	59
505i. Hemosztázis 32 - Edoxaban	60
550i. Vesekő analízis	60
601i. Immunszuppresszánsok	60
751i. Alkohol kimutatása vizeletből	60
860i. Pszichoterápiás gyógyszerek 01	60
861i. Pszichoterápiás gyógyszerek 02	60
862i. Pszichoterápiás gyógyszerek 03	60
872i. Antikonvulzív szerek 04	60
873i. Antipszichotikumok 02	60
874i. Antipszichotikumok 03	60
875i. Antipszichotikumok 04	60
877i. Benzodiazepánok 02	61
890i. Antibakteriális szerek 02	61

Mikrobiológia.....	61
Baktérium nukleinsav meghatározás	61
536i. Baktérium nukleinsav meghatározás: <i>Legionella pneumophila</i>	61
540i. Baktérium nukleinsav meghatározás: <i>Chlamydia pneumoniae</i>	61
541i. Baktérium nukleinsav meghatározás: <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	61
Parazitológia.....	61
451i. Mikroszkópos parazitológia-széklet	61
456i. Mikroszkópos parazitológia-vér	61
Tuberkulózis diagnosztika	61
421i. Mikobakteriológia 01 - Mikroszkópia	61
422i. Mikobakteriológia 02 - tenyésztés	61
424i. Mikobakteriológia 04 - NAT	62
425i. Mikobakteriológia 05 - érzékenység	62
Vírus diagnosztika	62
Vírus nukleinsav meghatározás	62
340i. Vírus nukleinsav meghatározás: Koronavírusok ..	62
359i. Vírus nukleinsav meghatározás: Respiratórikus szinciciális vírus (RSV) (antigén/genom)	62
360i. Vírus nukleinsav meghatározás: HIV-1 (RNS) Program 1	62
363i. Vírus nukleinsav meghatározás: Herpes simplex ..	62
365i. Vírus nukleinsav meghatározás: Cytomegalovírus ..	62
366i. Vírus nukleinsav meghatározás: Varicella-zoster ..	62
367i. Vírus nukleinsav meghatározás: Parvovírus B19 ..	63
370i. Vírus nukleinsav meghatározás: Influenza A és B vírus, benne madárinfluenza A vírusok	63
371i. Vírus nukleinsav meghatározás: Adenovírusok ...	63
372i. Vírus nukleinsav meghatározás: Enterovírusok ...	63
375i. Vírus nukleinsav meghatározás: Hepatitis C vírus geno-, szubtypusok	63
376i. Vírus nukleinsav meghatározás: Epstein-Barr vírus ..	63
377i. Vírus nukleinsav meghatározás: Hepatitis A vírus ..	63
380i. Vírus nukleinsav meghatározás: Hepatitis E vírus ..	63
405i. Vírus nukleinsav meghatározás: Human herpesvírus 6 (HHV-6)	64
431i. Vírus nukleinsav meghatározás: Légúti víruspanel multiplex tesztekhez	64
433i. Vírus nukleinsav meghatározás: Vírusos Meningitis / Encephalitis panel multiplex tesztekhez	64
410i. Vírus antigén kimutatás: SARS-CoV-2 (Ag)	64
Vírus szerológia	64
341i. Vírus szerológia: Rubeola vírus	64
342i. Vírus szerológia: Parvovírus B19	65
356i. Vírus szerológia: Mumpsz vírus	65
357i. Vírus szerológia: Kanyaró vírus	65
416i. Vírus szerológia: SARS-CoV-2 (Ab)	65

PARAMÉTEREK LISTÁJA 66

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A QualiCont Nonprofit Kft. független, működése során pártatlan, magyar külső minőségellenőrző (External Quality Assessment - EQA) szervezet.

A Társaság több, mint **25 éve** támogatja az in vitro diagnosztikai mérőhelyek munkáját; a szakmai munka minőségének fejlesztését és fenntartását a vizsgálatok széles körét átfogó **jártassági vizsgálatok szervezésén** keresztül az egészségügyi **diagnosztikai tevékenység megbízhatóbbá tétele, a betegbiztonság** és a magas szintű **egészségvédelem** érdekében.

A QualiCont jártassági vizsgálatai nemzetközi szinten is jól ismert és elismert körvizsgálatok, amelyekben megközelítőleg összesen 4000 magyar és külföldi mérőhely vesz részt.

A QualiCont kettő nagy múltú, akkreditált státuszú EQA szervezet hivatalos disztribútora.

A QualiCont a programajánlatot és az árakat **éves szinten határozza meg, de az év közbeni jelentkezési lehetőség is adott.**

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A Társaság 2001 óta **tanúsított** az ISO 9001-es szabvány szerint.

Auditált terület: Jártassági vizsgálatok tervezése, szervezése és lebonyolítása, amely kiterjed az in vitro orvosi diagnosztikai laboratóriumok, egyéb humán és állatgyógyászattal kapcsolatos vizsgálatokat végzők külső minőségellenőrzésére és szakmai támogatására.

A tanúsítási okirat elérhető a www.qualicont.com honlapról.

AKKREDITÁCIÓ

A QualiCont Nonprofit Kft. a NAH által NAH-8-0002/2023 számon AKKREDITÁLT jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A Társaság az **MSZ EN ISO/IEC 17043:2010** szabvány szerinti **akkreditált státuszt 2014-ben szerezte meg. Jelenleg 63 saját jártassági vizsgálat** rendelkezik akkreditált státusszal. Ezt a tényt a kapcsolódó dokumentációkban a program neve mellett (A) betűvel jelöljük.

A körvizsgálatokban mért paraméterek több, mint 90%-át biztosítjuk akkreditált formában, amelyek körét folyamatosan bővítjük.

Az Akkreditálási Okirat és a Részletező Okirat egyaránt elérhető a QualiCont honlapjáról: www.qualicont.com, valamint a NAH honlapjáról is: www.nah.gov.hu

ÚJDONSÁG!

A 2023. évtől a QualiCont az akkreditált jártassági vizsgálatait **a rugalmas akkreditáció** lehetőségével élve biztosítja, amely **lényegesen megkönnyíti az igényeknek megfelelő változások kezelését, bevezetését.**

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy **egy akkreditálási cikluson belül is (5 év) lehetőség nyílik ismételt eljárás lefolytatása nélkül** pl. ugyanazon paraméter egy **új mátrixban** való mérésének bevezetésére, **vagy új paraméter bevezetésére** azonos mátrix és mérési elv esetében.

Igényeikkel bátran keressenek meg bennünket!

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÉS A RÉSZTVEVŐK MUNKÁJÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

A jártassági vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatos **technikai és szakmai segítségnyújtás** több módon lehetséges. Keressenek bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

- telefonon: +36-62/543-016
- mobil telefonon: +36-30/462-5864
- e-mailben: mail@qualicont.com
- I-QC programon keresztül

További szakmai támogatási lehetőségek:

- előre meghirdetett kis csoportos konzultációk,
- előre egyeztetett időpontban és feltételekkel **egyéni konzultáció** – akár személyesen is – egy-egy konkrét probléma megoldásának elősegítése érdekében a szükség szerinti szakértők bevonásával,
- évenként egy alkalommal **akkreditált továbbképzés:** QualiCont Fórum.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A QualiCont Nonprofit Kft. tagja

- az **EQALM**-nak (The European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine), annak 1996. évi megalakulása óta, valamint

- 2014 óta az EA-EUROLAB-EURACHEM külső minőségellenőrzés akkreditációjával foglalkozó munkacsoportjának, valamint
- az **EEE PT WG**-nek (EA-EUROLAB-EURACHEM Working Group: „Proficiency Testing in Accreditation”).

Munkatársak

Ügyvezető:

Dr. Sárkány Erika

Minőségirányítási vezető, Irodavezető,**Ügyfélkapcsolat:**

Komárominé Galisz Anita

Kiküldések szervezése:**Program-koordinátor:**

Gyöngyösi Virág

Kiküldésszervező csoport:

Bartók Katalin

Danszky Dániel (mikrobiológia)

Kovács Anita

Ocsovszki Imre (patológia)

Értékelő csoport:

Dr. Sárkány Erika

Dr. Molnár Petra Magdolna

Komárominé Galisz Anita

Martonosi Veronika

Sipos Róbert

Danszky Dániel (mikrobiológia)

Ocsovszki Imre

Megrendelés, Számlázás:

Bartók Katalin

Sebők Gabriella

Rendszergazda:

Dr. Ocsovszki Imre

Kapcsolat

Iroda: +36-62/543-016, +36-30/462-5864

Minőségirányítási vezető, Irodavezető, értékelő csoport: +36-20/539-6864

Program-koordinátor: +36-20/539-7143

E-mail: mail@qualicont.com

Web: www.qualicont.com

Facebook: QualiContInVitro

Linkedin

Szakértőink

A szakmai munkát a QualiCont szakértői segítik, akik a Tudományos Tanácsadó Testület tagjai.

A Tudományos Tanácsadó Testület elnöke: **Prof. Dr. Dux László**

Preanalitika

901, 902

Preanalitikai munkacsoport

Dr. Molnár Petra Magdolna
ertekeles@qualicont.com

Dr. V. Oláh Anna
volah.anna@qualicont.com

Dr. Sárkány Erika
mail@qualicont.com

Sütő Dávid
suto.david@qualicont.com

Klinikai kémia/ Immunkémia

Általános kémia

1001, 100, 110, 130, 131, 151

Dr. Bekő Gabriella
beko.gabriella@qualicont.com

Dr. Sárkány Erika
ertekeles@qualicont.com

1001, 100, 151

Dr. V. Oláh Anna
volah.anna@qualicont.com

100eGFR

Dr. Siska Andrea
siska.andrea@qualicont.com

Allergia diagnosztika

720

Dr. Sárkány Erika
ertekeles@qualicont.com

Diabétesz vizsgálatok

145, 146

Dr. Nagy Erzsébet
nagy.erzsebet@qualicont.com

Dr. Babarczy Emese
babarczy.emese@qualicont.com

Miokardiális markerek

760

Dr. Telkes Mária
telkes.maria@qualicont.com

244

Dr. Hilbert Ágnes
hilbert.agnes@qualicont.com

Speciális vizsgálatok

195, 196, 199, 292, 293, 294,
295, 298

Dr. Telkes Mária
telkes.maria@qualicont.com

Prof. Dr. Toldy Erzsébet
toldy.erzsebet@qualicont.com

243

Dr. Bekő Gabriella
beko.gabriella@qualicont.com

Dr. Sárkány Erika
ertekeles@qualicont.com

241

Dr. Siska Andrea
siska.andrea@qualicont.com

162, 700, 801

Dr. Ajzner Éva
ajzner.eva@qualicont.com

298

Dr. Földesi Imre
foldesi.imre@qualicont.com

302, 765

Dr. Molnár Petra Magdolna
ertekeles@qualicont.com

141, 320, 321, 322, 323

Dr. Hilbert Ágnes
hilbert.agnes@qualicont.com

460

Dr. Seres Erika
seres.erika@qualicont.com

Vizelet vizsgálatok

171, 172, 173, 178

Buczkóné Berecz Erzsébet
berecz.erzsebet@qualicont.com

POCT vizsgálatok

147

Dr. Nagy Erzsébet
nagy.erzsebet@qualicont.com

Dr. Babarczy Emese
babarczy.emese@qualicont.com

161

Dr. Sárkány Erika
ertekeles@qualicont.com

286

Dr. Bekő Gabriella
beko.gabriella@qualicont.com

321P, 327, 328

Zsoldiné Prof. Dr. Urbán Edit
urban.edit@qualicont.com

326

Dr. Hilbert Ágnes
hilbert.agnes@qualicont.com

762, 800

Dr. Ajzner Éva
ajzner.eva@qualicont.com

Hematológia

211, 212, 215, 216, 613

Dr. Horváth Katalin
horvath.katalin@qualicont.com

211, 215, 216, 613

Lókiné Farkas Katalin
farkas.katalin@qualicont.com

212

Dr. Modok Szabolcs
modok.szabolcs@qualicont.com

Prof. Dr. Varga Gyula
varga.gyula@qualicont.com

213

Dr. Ujhelyi Eszter
ujhelyi.eszter@qualicont.com

221, 222, 225, 226, 240, 2401,
190, 191, 192, 223, 224, 225E,
227, 228, 229, 230, 288

Dr. Bekő Gabriella
beko.gabriella@qualicont.com

231

Dr. Barna T. Katalin

barnat.katalin@qualicont.com

Molekuláris biológia**Vírus és baktérium
nukleinsav meghatározás**

361, 362, 373, 530

Dr. Terhes Gabriella

terhes.gabriella@qualicont.com

Molekuláris genetika

730, 740, 746, 747, 748

Dr. Bors András

bors.andras@qualicont.com

Klinikai mikrobiológia**Bakteriológia,
bakteriológiai szerológia**411, 411An, 4111, 413, 414,
415, 418, 419, 314, 324, 332,
334**Zsoldiné Prof. Dr. Urbán Edit**

urban.edit@qualicont.com

411Dk

Dr. Szabó Edina

szabo.edina@qualicont.com

Mikológia

412, 4121

Csányiné Dr. Dóczi Ilona

doczi.ilona@qualicont.com

Vírus szerológia343, 344, 345, 346, 348, 351,
352, 354, 355**Dr. Terhes Gabriella**

terhes.gabriella@qualicont.com

335

Dr. Ujhelyi Eszter

ujhelyi.eszter@qualicont.com

SARS-CoV-2 diagnosztika

3400, 3401, 3402

Dr. Ujhelyi Eszter

ujhelyi.eszter@qualicont.com

Fertőzés szerológia

311

Dr. Ostorházi Eszter

ostorhazi.eszter@qualicont.com

3100

Dr. Terhes Gabriella

terhes.gabriella@qualicont.com

Parazitológia

452

Dr. Danka József

danka.jozsef@qualicont.com

457

Csányiné Dr. Dóczi Ilona

doczi.ilona@qualicont.com

Patológia

501, 502

Dr. Krenács Tibor

krenacs.tibor@qualicont.com

503, 505

A Magyar Patológusok**Társasága (MPT)****Cytodiagnosztikai szekciója**

citologia@qualicont.com

Autoimmun szerológia251, 253, 257, 265, 271, 273,
275**Dr. Jost Krisztina**

jost.krisztina@qualicont.com

I-QC program

A résztvevők kéréseit is figyelembe véve **folyamatosan megújuló Internet alapú elektronikus ügyfélszolgálati rendszer** várja a körvizsgálati résztvevőket, amely

- ✓ többféle IT eszközről elérhető
- ✓ komplex szolgáltatást kínál:
 - böngészőn keresztül egyszeri belépéssel **minden egy helyen** elérhető
 - körvizsgálatok teljes folyamatának nyomon követhetősége
- ✓ gyors információk rövid idő alatt:
 - eredmények grafikus megjelenítése (statisztikai kimutatás)
 - hibák gyors azonosíthatósága
- ✓ egyszerű kezelhetőség.

Az online ügyfélszolgálati rendszer segítségével **interneten keresztül intézhet minden körvizsgálatokkal kapcsolatos ügyet:** szerződéskötést, megrendelést (melyet bármikor megtekinthet, kiegészíthet), továbbá megnézheti az **értékeléseket** és a **grafikus kimutatásokat** (rövid és hosszútávú), valamint a **Résztvételi, a Minőségi és további igazolásokat** is. Javaslatait, észrevételeit az I-QC programból indítható üzenetküldéssel is jelezheti a QualiCont irodának.

Honlapunk tartalma:

I-QC program	Körvizsgálatok (eredményközlés) Kiértékelések: - <u>Lezárt körvizsgálatok</u> : előértékelések: statisztikák és „elvárt értékek” - <u>Kiértékelt körvizsgálatok</u> : rövid és hosszú távú statisztikai kimutatások, célértékhez viszonyított értékelés, igazolások, grafikus kimutatások Szerződések (szerződéskötés) Rendelések Dokumentumok (Értékelési módok, Útmutató, Felhasználói kézikönyv)
Patológia program	Eredményközlés (Méhnyakcitológia diagnosztikája program esetében a körvizsgálat minden eleme digitális), Értékelések, Igazolások
Hírek, aktualitások	Hírek, tájékoztatók, valamint naprakész információk az aktuális körvizsgálat elindításáról, eredményközlési határidőről, értékelések állapotáról
Rólunk	A QualiCont-ról, Minőségpolitika, Elismeréseink, Munkatársaink, Szakértőink
Tanúsítványok	Akkreditálási Okirat, Részletező Okirat, ISO tanúsítvány
Körvizsgálatok	Általános tudnivalók (a körvizsgálatokban való részvétel módja és feltételei, mintaküldés, eredményközlés, értékelés, igazolások, speciális szolgáltatások, újdonságok, változások), Programajánlat, Paraméterlista, Útmutató, Átváltási faktorok
Rendezvények	Fórum, Továbbképzések
Szakmai tájékoztató	Célérték típusok, elfogadási tartományok; Cikkek szakértőink tollából; Elemzések; Eredményesség; QualiCont Hírmondók; Irányelvek, Módszertani levelek; Mértékegységek és átváltási faktorok; Szakmai előadások, publikációk
Letölthető dokumentumok	Tájékoztató, Megállapodás-Programajánlat, Ajánló, Naptár, Kifogástételi lap, Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató, Tájékoztató a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről, Jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről, ill. egyéb aktuális dokumentumok
Hírlevelek	Az elektronikus levélben kiküldött Hírlevelek itt visszanezézhetőek
GYIK	Gyakran ismételt kérdések

www.qualicont.com

ÚJDONSÁGOK, VÁLTOZÁSOK 2024

A gyorsabb ügyintézés érdekében **a különböző részlegekre** kérjük elküldeni a leveleket, hogy azok azonnal az illetékes személyekhez jussanak.

Megrendelések, pótrendelés, rendelésmódosítás	megrendeles@qualicont.com
Kiküldés, csomagfeladás, sérült/hiányzó csomag/minta	korvizsgalat_szervezes@qualicont.com
Körvizsgálatokkal kapcsolatos kérdések	coordinator@qualicont.com
Értékelésekkel kapcsolatos kérdések, kérések	ertekeles@qualicont.com
Kifogástételek	kifogastetel@qualicont.com
Számlázással kapcsolatos kérdések, kérések	szamlazas@qualicont.com
Kifizetések, tartozások	penzugy@qualicont.com

Természetesen továbbra is használható a mail@qualicont.com e-mail cím is.

VÁLTOZÁSOK A KÖRVIZSGÁLATOK LEBONYOLÍTÁSÁBAN, ÉS/VAGY TARTALMÁBAN:

- **750. Molekuláris genetika programok együttesen (730+740+746+747) bevezetése:** A Molekuláris genetika programok együttes megrendelése kedvezőbb részvételi díj elérését teszi lehetővé.
- **A 411Dk. Bakteriológia Direkt kenet önálló körvizsgálatként rendelhető,** nem a 411. Bakteriológia körvizsgálat része, mint eddig.
- **503. Nőgyógyászati citológia program tartalmában bővül és új néven, „Méhnyakcitológia diagnosztikája” elnevezéssel kerül meghirdetésre.**
- **Korábbi Pilot programok, amelyek 2024. évtől rendszeres körvizsgálatok:**
 - 4111. Szervrendszer szintű Bakteriológia körvizsgálatok (A)**
vizelet, széklet, torok kenet, vaginális kultúra, vizelet kultúra, fülváladék, orrváladék, szemváladék, genny, köpet, CSF, vér minták
 - 4121. Szervrendszer szintű Mikológia körvizsgálatok (A)**
vizelet, széklet, torok kenet, vaginális kultúra, vizelet kultúra, fülváladék, orrváladék, szemváladék, genny, köpet, CSF, vér minták
 - 505. Diagnosztikus citológia**
Ez a körvizsgálat továbbra is ingyenesen elérhető.
 - 748. Molekuláris genetikai vizsgálati eredmény értelmezése**
Ez a körvizsgálat továbbra is ingyenesen elérhető.

A meghirdetett programokon túli esetleges bármely további igényüket (pl. gyakoriság, mintaszám, tartalom) írják meg, lehetőség szerint teljesítjük azt!

TOVÁBBI KÖRVIZSGÁLATI LEHETŐSÉG

A QualiCont az egyik legrégebben működő, nagy nemzetközi tapasztalattal is bíró német EQA szervezetnek, az **INSTAND e.V.-nek hivatalos és kizárólagos disztribútora hazánkban.**

A körvizsgálatokhoz év közben is lehet csatlakozni, az egyes programoknál megjelölt időpontokig.

Az **INSTAND 2024. 1.** körvizsgálataira a jelentkezési határidő: **2023. október 26.**

Jelen Tájékoztatónkban, illetve a Programajánlatunkban nem áll módunkban valamennyi INSTAND által szervezett körvizsgálatot felsorolni, azok kisebb hányadát ajánljuk figyelmükbe, ám amennyiben olyan körvizsgálatra van szükségük, amely a **QualiCont saját körvizsgálatai között** a kiadott programajánlatban **nem szerepel**, de az **INSTAND katalógusban** megtalálják, forduljanak hozzánk bizalommal, megszervezzük Önöknek!

Az INSTAND katalógust elektronikusan kiküldjük résztvevőink számára, illetve megtalálható a weboldalunkon.

Azon körvizsgálatokat, amelyeket a QualiCont más EQA szervezettel történő együttműködés keretén belül szervez meg, a program melletti zárójelben a EQA szervezet nevének feltüntetésével jelöli. **A végső felelősséget** ezen programok esetében is **a QualiCont vállalja!**

A KÖRVIZSGÁLATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A jelentkezés módja:

A QualiCont Nonprofit Kft. által a **Tájékoztatóban** és a **Programajánlatban** meghirdetett programokra (beleértve a más EQA szervezettel való együttműködés keretében megvalósuló körvizsgálatokat is)

- **Papíralapon**, a **Megállapodás** és a **Programajánlat egyidejű** kitöltésével és a QualiCont irodába történő eljuttatásával, vagy
- **Interneten**, az igényelt programoknak a Társaság **online elektronikus ügyfélszolgálati rendszerén keresztül** történő rögzítésével lehet jelentkezni. Ennek előfeltétele az online rendszerben történő **regisztráció/szerződészkötés**.

A gyors kommunikáció érdekében **az e-mail címüket feltétlenül adják meg** a hagyományos, levélpostai, papíralapú megrendelés esetén is.

A jelentkezés lépései:

1. Regisztráció/Szerződészkötés

A **szerződészkötés** a QualiCont Nonprofit Kft., mint Szolgáltató és a Megrendelő között jön létre, amely

- a **papíralapú Megállapodás** esetében a felek cégszerű aláírásával érvényes: a QualiCont Nonprofit Kft. részéről a Társaság Ügyvezetőjének szkennelt aláírása és a Társaság adószámos pecsétlenyomata, valamint a Megrendelő részéről a számla kifizetéséért anyagi felelősséget vállaló aláírása és pecsétlenyomata szükséges. A **szerződészkötés a Megrendelő aláírása mellett feltüntetett dátumtól lép érvénybe**,
- az **elektronikus szerződészkötés** a Társaság honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával válik érvényessé.

2. Külső minőségellenőrzési programok megrendelése

A **60/2003 (X. 20.) EszCsM rendelet** előírja a körvizsgálatokban való részvétel szükségességét! **2024-ben a QualiCont Kft. 145 db saját körvizsgálatot ajánl. Ugyanakkor az általa képviselt EQA szervezetek programjainak közvetítése további jelentős számú körvizsgálati lehetőséget jelent a résztvevők számára.**

A **2024. évi programokra való éves megrendelések** teljesítése abban az esetben garantált, ha a jelentkezések **2023. december 31-ig** beérkeznek a Társasághoz. Az **ECAT-tal közös szervezésű programokra a rendelési határidő 2023. december 9.** Az **INSTAND 2024/1.** körvizsgálataira a jelentkezési határidő: **2023. október 26.**

Rendelési folyamat



Mód van év közbeni, körvizsgálatonkénti rendelésre is, azonban a külső minőségellenőrzésben való folyamatos részvétel elengedhetetlen a laboratóriumi munka megbízhatósága érdekében, ezért feltétlenül **javasolt a programokban való egész éves részvétel.**

A **késve érkezett** jelentkezéseket, valamint az **év közben jelentkezők** igényét a Társaság csak a következő körvizsgálatról tudja teljesíteni, amennyiben a megrendelés legalább **1 hónappal az érintett körvizsgálat indításának tervezett időpontja előtt** megérkezik, és elegendő körvizsgálati minta áll rendelkezésre.

FIGYELEM!

A megrendelések leadásakor mindenképp ellenőrizték le, hogy az egyes jártassági vizsgálatokhoz tartozó igazolásaik lefedik-e a teljes évet, illetve igényeiket! Előfordulhat, hogy utólag nem minden esetben tudunk már megrendelést fogadni.

3. A dokumentáció típusa

A szerződéskötés és a jártassági vizsgálatokra való jelentkezés (megrendelés) papíron és elektronikus úton is lehetséges, a körvizsgálatok lebonyolítása a további folyamatokra kiterjedően azonban teljes mértékben **elektronikus úton** történik (**útmutató, eredményközlés, értékelés, igazolások**).

A körvizsgálati minták kezelésére és feldolgozására vonatkozó útmutatót megkapja minden résztvevő a mintákkal együtt évente egy alkalommal.

4. A Díjbekérőn feltüntetett időpontig az előfizetési díj átutalása

(A fizetési határidő 30 nap!)

A szolgáltatás **előfizetéses rendszerben** történik: az éves megrendelés alapján a QualiCont iroda **Díjbekérőt** állít ki, melynek **kiegyszerítése után számlát** bocsát ki. A körvizsgálatok Szolgáltató általi teljesítésének feltétele a körvizsgálatok díjának a Díjbekérőn szereplő határidőn belüli megfizetése.

Az előfizetési díj tartalmazza:

- **a regisztrációs díjat,**
- a körvizsgálati **minták árát, csomagolását,**
- a mintákat tartalmazó csomagok **szállítási költségét** (Magyarország területén belül),
- az I-QC-n **elektronikusan elérhető**
 - paraméterenként és mintánként egy eredmény számítógépes **értékelését** (hagyományos, grafikus, valamint hosszú távú egyedi értékeléseket),
 - összesített értékelést,
 - akkreditált programok esetében Záró értékelést,
 - esetenként szöveges értékelést,
 - magyar nyelvű Résztvételi és Minőségi **igazolást,**
 - az eredményességi igazolást (éves, egyedi programonkénti és éves összesített)
- további internetes adatszolgáltatást az I-QC program segítségével,
- kifogástételek, észrevételek gondozását.

Az előfizetési díj nem tartalmazza:

- a további értékelések díját,
- az angol nyelvű igazolásokat,
- soron kívüli (nem egész éves, illetve további) igazolás kiállítását,
- a hiteles másolatot az igazolásokról.

Ezekről a szolgáltatásokról részletek a Tájékoztató **„Speciális szolgáltatások”** című részében találhatóak, az igényeket pedig a Programajánlat ugyanezen címet viselő részében kérjük jelezni.

A **befizetés elmulasztása** esetén a Társaságnak nem áll módjában a továbbiakban biztosítani a szolgáltatást; ami azt jelenti, hogy a résztvevőnek a már megrendelt mintákat elküldi, az értékelést és a hozzá tartozó igazolásokat azonban nem, illetve csak fizetés esetén teszi elérhetővé.

A **befizetés elmulasztása nem jelenti** azt, hogy a szerződésben megrendelt szolgáltatást **automatikusan töröljük**; amennyiben a Megrendelő már nem tart a körvizsgálatokra igényt, **hivatalosan le kell mondania** azokat.

Körvizsgálatok lemondása

A már megrendelt körvizsgálat esetleges lemondása a **következő körvizsgálat** tervezett ideje **előtt** legfeljebb **egy hónappal** lehetséges.

Eltérő igények kezelése

Lehetőség van a Tájékoztatóban megjelölt szállítási módtól **eltérő szállítási igény** külön kérésre történő teljesítésére, ennek költsége azonban a Megrendelőt terheli.

Nem teljesülő körvizsgálatok/ év közbeni változások kezelése

Ha a **QualiCont** a beszállító hibájából **nem, vagy csak hiányosan tud programot teljesíteni**, akkor a hiánynak megfelelő összeget **visszafizeti**.

Felelősségvállalás

A körvizsgálat teljes egészéért, annak minden folyamataért, beleértve az év közben felmerülő változásokat (pl. kontrollminta-gyártó váltás miatt változik a körvizsgálatok tartalma, ill. lebonyolítása) is, **a QualiCont vállalja a felelősséget és fenntartja a változtatás jogát**.

A körvizsgálatok tartalmának, ill. megvalósításának esetleges változásairól a QualiCont időben tájékoztatja a résztvevőket a honlapján keresztül, ill. szükség szerint e-mailben vagy telefonon is.

A QualiCont, mint disztribútor

Azon programok esetében, ahol a QualiCont Kft. disztribútorként vesz részt a körvizsgálat biztosításában (INSTAND e.V., NEQAS partnerszervezetektől származó egyes programok) a QualiCont Kft.-nek közvetítő szerepe van, e partnerszervezetek saját rendszerük szerint bonyolítják le a körvizsgálatokat és az értékelést.

A **NEQAS** által szervezett körvizsgálatok esetében csak egész éves megrendelés lehetséges, a szállítások tervezett éves ütemezését a QualiCont előre megküldi a résztvevőknek.

A résztvevők kódszáma

A résztvevők azonosítására kódszámokat alkalmaz a QualiCont.

A körvizsgálatok lebonyolítása során a résztvevő és a szervező közötti valamennyi kommunikáció kódszámmra való hivatkozással történik!

Az adatok bizalmas kezelése

A QualiCont minden adatot és információt bizalmasan kezel, beleértve a résztvevők adatait és a jártassági vizsgálatok mérési eredményeit is, ami azt jelenti, hogy a résztvevő kódszáma és más azonosítója (neve, címe) együtt nem szerepelhet semmilyen harmadik fél számára pl. más körvizsgálati résztvevő által is hozzáférhető összesítés és egyéb kiadott dokumentumokon.

Bármilyen, a körvizsgálatokkal összefüggő adatot harmadik fél számára csak az érintett mérőhely beleegyezésével adja ki a QualiCont.

Azonban olyan esetekben, ami a körvizsgálati mérési eredmények az életet jelentősen veszélyeztető mérési eljárásbeli hibákra utal(hat)nak (231. Vércsoport szerológia (A) program paraméterei), a QualiCont jogosult kiadni arra illetékes Szakértőjének a résztvevő adatait és a mérési eredményeit, a hiba hatékony kijavítása érdekében.

Ezúton tájékoztatjuk a résztvevőinket, hogy a QualiCont Nonprofit Kft. – **titoktartás mellett** – az akkreditáló és tanúsító szervezetek számára **köteles** a jártassági vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumokat bemutatni, azonban azok azt harmadik fél számára nem adhatják tovább, a QualiCont auditálása során tudomásukra jutott minden információt kötelesek bizalmasan kezelni.

MINTAKÜLDÉS

A **Programajánlatban** feltüntetett ütemezés szerint történik.

Az **első mintaküldéssel** együtt kerül megküldésre a körvizsgálati minták **tárolásához, feldolgozásához** szükséges információkat tartalmazó **Útmutató** is. Ezt **feltétlenül őrizték meg!** Az **eredményközléshez** szükséges információkat digitálisan az **I-QC-n** az egyes eredményközlő lapoknál találják meg, ill. egységes formában az I-QC rendszerbe saját kóddal belépve a *Dokumentumok* menüpont alatt. **Kérjük, hogy a mintaküldemények tartalmát megérkezéskor a szállítólevél alapján ellenőrizzék!** Ha valami hiányzik a csomagból, vagy törötten érkezik, **haladéktalanul** (az eredményközlési határidő előtt) **értesítsék a QualiCont irodát a korrekció érdekében!**

A csomagban lévő töltőanyagot csak akkor dobják ki, miután tételesen leellenőrizték a csomag tartalmát. Sok esetben fordul elő, hogy a minták kidobásra kerülnek a töltőanyaggal együtt.

Körvizsgálati minták

A körvizsgálatok lebonyolításához a QualiCont a résztvevők számára minden esetben olyan kontrollmintákat biztosít, amelyek a körvizsgálatok végéig, azaz az adott kör kifogástételeinek kezelési idejének végéig megőrzik stabilitásukat. Ez alól kivételt képeznek azon körvizsgálati minták, amelyeket a mérendő komponens tulajdonsága miatt rövid időn belül kell elemezni.

A digitális képekkel megvalósuló, illetve a kérdőíves körvizsgálatok esetében a körvizsgálati „minták” stabilitása nem értelmezhető tulajdonság.

Minták sérülése

A QualiCont Kft. a **szállítás közben** történt károkért nem tud felelősséget vállalni, de a sérült mintákat – amennyiben lehetősége van rá – ingyenesen pótolja.

Amennyiben a minta sérülése a mérőhelyen következik be (ott törik el vagy vész el) úgy annak pótlása térítési díj ellenében lehetséges!

Minőségi kifogások a mintával kapcsolatban

A **minták maradékát** előírás szerint kérjük **őrizték meg** az esetleges utólagos (QualiCont értékelések közzététele utáni) reklamációhoz!

A mintákkal kapcsolatos **minőségi kifogások** (pl.: méréstechnikai probléma, mintahiba, bizonytalan mátrix hatás stb.) esetén a kritikus **mintát kérjük azonnal visszajuttatni címünkre!**



Egyedi szállítás [E]:

Egyes **[E]-vel jelölt** programokat az azonos jelű körvizsgálat mintáitól **eltérő időpontban** küldünk meg, amelyek a következők:

- ✓ Havi körvizsgálat, az évente 12-szer 1 mintával megvalósuló körvizsgálat esetén januárban küldjük a 12 mintát tartalmazó csomagot.
 - **1001.** Klinikai kémia (A)
- ✓ Egyes friss mintával megvalósult körvizsgálatok
 - **231.** Vércsoport szerológia (A),
 - **613.** Mennyiségi vérkép és fehérvérsejt differenciálás automatával (A),
 - **213.** Limfocita immunfenotipizálás

programok mintáinak tulajdonsága miatt a **csomagolás és szállítás indítása** közvetlenül a gyártás helyszínén - amely eltér a QualiCont székhelyétől - valósul meg; ezen munkafolyamatokat a QualiCont „kiszervezi”, ugyanakkor a körvizsgálat teljes egészéért, annak minden folyamatáért a felelősséget ebben az esetben is a QualiCont vállalja.
- ✓ Szárazjéggel szállított minták:
 Egyes **Vírus és Baktérium nukleinsav meghatározás, Vírus szerológia: HIV 1/2** programokhoz tartozó minták **szárazjégen** kerülnek szállításra.
- ✓ 145. és 147. Glikált proteinek (A) – friss vérminta
 Évente legalább egyszer friss minta kerül megküldésre, amelynek időpontja a gyártási folyamathoz igazodva eltérhet a fő körvizsgálati időpontoktól.
- ✓ Patológiai körvizsgálatok
- ✓ ECAT, INSTAND e.V., NEQAS együttműködéssel megvalósuló körvizsgálatok

A **szállítások időpontja jelen Tájékoztató táblázataiban tájékoztató jellegűek. A pontos időpontokról** minden esetben **e-mailben küldünk értesítést** a résztvevőknek!

EREDMÉNYKÖZLÉS

A megadott **eredményközlési határidő betartása** alapfeltétele a gyorsabb értékelésnek!

Az **eredményközlési határidő** az **évi hatszor** kiküldött és a **mikrobiológiai** programok esetében **10 munkanap**. A **többi program** esetében **20 munkanap**.

Eredményközlés és értékelés:

Az eredmények közlésére az ún. **I-QC** internetes **program** segítségével van lehetőség, ami a **QualiCont Nonprofit Kft. honlapjáról érhető el**. Ugyanezen program elindításával **tekinthetők meg** elektronikus úton az értékelések is.

A résztvevő mérőhelyek egyéni kóddal hozzáférhető **internetes felületen** keresztül közzétehetik eredményeiket, majd tekinthetők meg és tölthetik le az Egyedi és Összesített értékeléseket, valamint a Résztvételi és Minőségi igazolásokat.

Az I-QC programban minden résztvevő közvetlenül csak a saját adataihoz fér hozzá.

A mérőhelyek az **eredményközlő lapokat és az értékeléseket** az **I-QC programon keresztül nézhetik meg és/vagy tölthetik le, nyomtathatják ki.**

FIGYELEM!

A résztvevő felel valamennyi általa közölt adatért. A QualiCont az adatfeldolgozásért vállalja a felelősséget!

Fontos, hogy amikor egy jártassági vizsgálathoz először közölnek eredményt az évben, mindenképp ellenőrizték le, hogy megfelelőek-e a kontextus adatok (módszer, reagens, műszer). Az I-QC megjegyzi a beállításokat, ezáltal elérhető, hogy eredményeik a megfelelő csoportban legyenek értékelve egész évben!

Későn érkezett eredmények kezelése:

1. Határidőn túl, de még az értékelések kiadása előtt érkezett eredmények kezelése

Az eredményközlési határidőn túl, de az értékelések kiadása előtt elfogadásra és értékelésre kerülhet a körvizsgálati eredmény, amennyiben a résztvevő megindokolja a késői eredményközlés okát, továbbá elküldi a mérési eredményeket és a mérési bizonylatokat. A kérelmet az **Értékelő csoport vizsgálja át és dönt** annak elfogadásáról.

Az eredmények feldolgozása, értékelés

EREDMÉNYRÖGZÍTÉS

- Eredmények rögzítése és jóváhagyása a résztvevők által.
- Az eredmények web alapú adatközlő rendszeréből történő beolvasása a QualiCont belső adatfeldolgozó rendszerébe.
- Adatellenőrzés.

ÉRTÉKELÉS

1. **előértékelések** (elvárt értékek, statisztikák) közzététele az interneten
2. célértékek verifikálása, rögzítése
3. eredmények egymáshoz és a célértékekhez történő, különböző algoritmusok szerinti összehasonlítása
4. szakértői vélemények

ÉRTÉKELÉS KIADÁSA

1. az **évente hatszor küldött programok** értékelésének, igazolásának kiadása az eredményközlési határidőtől számított **15 munkanapon belül**,
2. a **többi program** értékelésének, igazolásának kiadása **legfeljebb 3 hónapon belül** kerül kiadásra; az értékelések, igazolások kiadásuk után minden résztvevő számára egyidőben, azonnal láthatóak az interneten

ÉRTÉKELÉSEK ELEMZÉSE

A minőség javításának elengedhetetlen feltétele! Szükséges helyesbítő intézkedések meghozatala a mérőhelyen (kifogástétel)

2. Az eredmények kezelése az értékelések kiadása előtt

A QualiCont **adatellenőrzést** végez, **amelynek célja** a lehető legteljesebb mértékben **homogén értékelési csoportok** biztosítása arra való tekintettel, hogy az **adminisztratív jellegű hibák téves képet eredményeznek egy mérőrendszer és a program össz-teljesítményére vonatkozóan is.**

Az adatellenőrzés **során** azonosítja a hiányos eredményközlést és a robusztus eltéréseket, amelyek nyilvánvaló, jellemzően adminisztratív jellegű hibák.

Az érintett laboratóriumokat tájékoztatja, módot adva ezzel a megjelölt határidőn belül a korrekcióra.

3. Az értékelések kiadása utáni eredmények kezelése

Az értékelések kiadása után mérési eredményeket kizárólag akkor fogad el és értékeli a QualiCont, amennyiben a résztvevő megindokolja a késői eredményközlés okát, valamint a résztvevő hitelt érdemlő dokumentáció – mérési jegyzőkönyv – megküldésével egyértelműen bizonyítani tudja az értékelésre szánt eredményeket.

A dokumentációt az **Ügyvezető vizsgálja át és dönt** annak elfogadásáról.

ÉRTÉKELÉS

Részletes tájékoztatót a célértékek fajtáiról, az értékelés menetéről, valamint a kiadásra kerülő teljesítményértékelések megjelenítési formáiról az **„Értékelési módok”** című kiadványban olvashatnak, amelyet elektronikus formában érhetnek el a résztvevők az I-QC rendszerben, saját kóddal belépve a *Dokumentumok* menüpont alatt.

Az értékelés menete:

Az eredményközlési határidők lezárása után azonnali **STATISZTIKÁK** érhetőek el az **I-QC** programban. Ez a típusú kimutatás a mindenkor adatbázisban lévő mérési eredmények egyszerű statisztikai elemzése, amely lehetővé teszi az esetleges mérési hibák gyors észrevételét és korrekcióját. A hibajavító tevékenységre legfeljebb a végső értékelés kiadása előtt 1 héttel van még lehetőség.

Meghatározott körvizsgálatok – jellemzően az életet súlyosan befolyásoló vizsgálatok, mint például Vércsoport szerológia (A), továbbá egyes mikrobiológiai vizsgálatok - esetében a várt eredményeket a körvizsgálat lezárta után - két héten belül - közzé teszi a Társaság.

Az **értékelés** során a **célértékek rögzítése után** a QualiCont Kft. által kifejlesztett saját értékelő szoftverrel történik a mérési eredmények egymáshoz és a célértékekhez történő összehasonlítása, az egyedi értékelések és a különböző összesítések elkészítése.

A célértékek visszavezethetősége az akkreditált státusszal bíró körvizsgálatok esetében a „Záró értékelés” elnevezésű dokumentumban található meg.

A QualiCont az **elfogadási tartományokat** a szakmai elvárások, a szakértői javaslatok, valamint az elérhető nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével határozza meg.

Az eredmények értelmezését különféle **grafikus összesítések segítik.**

Az értékelések kiadási határideje:

Az évi tizenkettő és hat alkalommal megszervezett programok értékelése az eredményközlési határidőt követően **legkésőbb 15 munkanapon belül** kerül kiadásra és válik elérhetővé az I-QC-n a résztvevők számára.

Az évi **négy alkalommal kiküldött programok** esetében az **értékelések legkésőbb a következő mintaküldésig** kerülnek feltöltésre.

Az **évente 2-3-szor** kiküldött programok esetén az értékelési határidő maximum **3 hónap**.

A **patológiai programok** esetében az **értékelések legkésőbb a következő jártassági körvizsgálat mintáival együtt** kerülnek kiadásra és feltöltésre a Patológia programba.

Amennyiben bármilyen okból a fentiekől eltérő változás történik, az érintett résztvevőket tájékoztatjuk.

A résztvevők az alábbi értékeléseket kapják:

Körvizsgálatonként:

- **Egyedi és Összesített értékelést,**
- **Záró értékelést** (az akkreditált körvizsgálatok mindegyikénél, ill. számos egyéb program esetén is), ebben foglalja össze a Társaság az adott jártassági vizsgálatra vonatkozó valamennyi információt. Kis létszámú programok esetében függetlenül attól, hogy akkreditáltak-e vagy sem, az eredményeket egy **összefoglaló táblázatban** is közöljük módszerenként, illetve reagensenként csoportosítva az eredmények összevethetősége érdekében. Pl.: allergia diagnosztika.
- **Grafikus – rövid- és hosszútávú – értékelést** (ahol értelmezhető) elektronikusan az I-QC rendszerben megtekinthetik, nyomtathatják.
- **Előértékelések és várt eredmények/értékek** közzététele.
- **Egyedi numerikus kiértékelést összesített adatokkal**

Az értékelések az internetes I-QC programon keresztül érhetőek el!

Az értékelések kiadásáról és elérhetővé válásáról a QualiCont az adott körvizsgálatban részt vevőket e-mail-ben értesíti.

Az értékelés feltétele:

A Társaságnak csak azokat az eredményeket áll módjában értékelni, amelyeket a résztvevők **határidőig validálnak az I-QC internetes programban.**

Kérjük legyenek figyelemmel:

- A mérési eredményekhez tartozó kiegészítő adatok pontos megadására.
- Az eredmények mellett a mértékegység megadására, kiválasztására.

Kiegészítő adatok (módszer, műszer, reagens, cut-off stb.) megadása:

A kiegészítő adatok megadása fontos az értékeléshez. Ezek hiányában egyes programok (pl.: 196, 292 stb.) nem értékelhetők, ahol az eredmények és a célértékek szigorúan reagens-/módszer-/műszer függőek, illetve a kvantitatív mért érték besorolása kategóriába cut-off érték birtokában tehető meg (pl. 178. stb.).

Értékelés egy eredmény esetén:

Abban az esetben, ha a résztvevő csak az egyik mintához ad meg eredményt, a megadott eredményt a QualiCont mindenképpen értékeli, azonban amennyiben eredményközléskor a résztvevő nem közli a hiányosság okát, a Minőségi igazoláson a hiányzó eredmény paramétere mellett „n” betű szerepel akkor is, ha a megadott egyetlen eredmény elfogadott.

Értékelés kis számú mérési eredmény esetén:

Abban az esetben, amikor 5-nél kevesebb mérési eredmény érkezik az adott mérőrendszerhez, és az eredmény módszer/mérőrendszer függő, továbbá nem sorolható egyik módszer/mérőrendszer csoportba sem, illetve nem áll rendelkezésre a gyártó/szállító vagy a QualiCont által felkért szakértői laboratórium mérései alapján megállapítható célérték, az adott eredményt nem minősítjük.

Igazolások

A QualiCont Nonprofit Kft. **hatféle igazolást** ad ki:

- **„Részvételi igazolás”**-t (Certificate of Participation), amelyen minden olyan paraméter felsorolásra kerül körvizsgálati programhoz rendelt, amelyhez legalább egy eredményt közölt a résztvevő.
- **„Minőségi igazolás”**-t (Certificate of Performance): amelyen „i” és „n” jelzéssel kerülnek felsorolásra a paraméterek körvizsgálati programonként attól függően, hogy a paraméterhez tartozó eredmény(ek) az elfogadási tartományon belül estek-e.

A **Minőségi Igazolás** dokumentum **nem** a résztvevőt **minősíti**, csupán tájékoztatja arról, hogy a szervező által felállított követelményrendszernek az adott paraméter eredménye megfelelt-e vagy sem.

A legtöbb jártassági vizsgálatához évente egy alkalommal, az utolsó körvizsgálat értékelésének kiadása után az alábbi **eredményességi igazolásokat** adja ki a QualiCont, amelyben programonként és/vagy paraméterenként közli az aktuális évben értékelt mérési eredmények %-os elfogadottságának mértékét:

- **„Éves eredményességi igazolás”** (Annual Certificate of Efficiency)
- **„Éves eredményességi igazolás paraméterenként”** (Annual Certificate of Efficiency by parameters)

A fenti két igazolás a „Kiértékelések”-nél az adott évben, az adott program legutolsó körvizsgálatánál tölthető le.

- **„Összefoglaló éves eredményességi igazolás”** (Summary annual performance certificate)
- **„Összefoglaló éves eredményességi igazolás paraméterenként”** (Summary annual performance certificate by parameter)

A fenti két összefoglaló igazolás a „Kiértékelések”-nél az adott év fejlécében található letöltő nyílra kattintva érhető el.

Az eredményességi igazolásokkal a laboratóriumok akkreditációs felkészülését és munkáját kívánjuk egyszerűsíteni.

Az igazolások kiadása:

A QualiCont Nonprofit Kft. magyar és angol nyelven **határozott érvényességi idejű** részvételi és minőségi igazolást ad ki az egyes körvizsgálatok értékelése után, **kizárólag a körvizsgálataiban résztvevők számára.**

A **magyar nyelvű igazolásokat elektronikusan** minden mérőhely kérés nélkül **megkapja.**

Az **angol nyelvű igazolások** (elektronikus/ papíralapú) külön kérésre, **térítési díj ellenében** kerülnek kiállításra.

Kérjük, hogy ezen igényeit a Programajánlat megfelelő rovatában jelezze!

Azonos időtartamra szóló igazolás **ismételt kiadására nincs mód!** Hiteles másolat kiállítására külön eljárási díj ellenében van lehetőség!

A QualiCont a következő programokhoz jelenleg **csak Részvételi igazolást ad ki:**

- 413. Baktériumok kimutatása haemokultúrából (A)
- 414. Multirezisztens kórokozók (MRK) kimutatása (A)
- 418. Bakteriális enterális kórokozók kimutatása (A)
- 419. Bakteriális légúti kórokozók kimutatása (A)
- 501-502. Patológia
- 503. Méhnyakcitológia diagnosztikája
- 902. Preanalitikai esettanulmány
- PILOT körvizsgálatok

Az I-QC-ről letölthető igazolások hitelességét a lap alján elhelyezett eredeti dokumentum web címe (elektronikus elérési útvonala) igazolja, amely a mérőhely saját kódjával belépve tekinthető meg.

Az igazolások érvényessége:

A Részvételi és Minőségi igazolás érvényességi ideje **a körvizsgálat gyakoriságától függően változó:**

- az **évente 1-szer** megküldött vizsgálati programok esetén az érvényességi idő **14 hónap,**
- az **évente 2-szer** kiküldött programok esetén **10 hónap,**
- az **évente 3-6-szor** kiküldött programok esetén **6 hónap.**
- **az évente 12-szer** megküldött programok esetén **3 hónap.**

A Részvételi és Minőségi igazolások dátuma azonos, amely az adott jártassági vizsgálatához tartozó eredményközlési határidő.

Értékelések elemzése

A külső minőségértékelés egyik legfontosabb eleme az EQA szervezet által kiadott értékelések elemzése. Ez gyakran elmarad, pedig **ez az alapja a minőségi munka továbbfejlesztésének**

- az esetleges hibák feltárásán,
- a helyesbítő intézkedések meghozatalán, és
- azok elvégzésén keresztül.

A QualiCont Nonprofit Kft. az értékelések kiadása előtt és után is végez ellenőrzést!
Kérjük, tegye meg Ön is!

Helyesbítési lehetőség, észrevételek, javaslattételek, kifogástétel

Lehetőség van a körvizsgálatok lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos észrevételek megtételére, helyesbítési igények beadására.

Minden igényt, reklamációt, észrevételt **kizárólag írásban** fogad el a QualiCont, elsősorban az erre a célra rendszeresített **"Kifogástételi lap"-on,** vagy **bármilyen más kötetlen írásos formában:** levélben, e-mailben, ügyfélszolgálaton keresztül.

Egy konkrét értékeléssel kapcsolatos írásos kifogástételt az értékelés közzétételének e-mailben történő értesítésétől számított 15 munkanapon belül fogad el a Társaság!

A kifogásokra, észrevételekre a QualiCont iroda írásban válaszol.

Amennyiben **egyszerű ügyviteli hibáról** van szó (pl. helytelen adatrögzítés, módszer/reagens pontosítás), a kifogásokra adott válasz határideje **15 munkanap.**

Amennyiben **szakértő** vagy referens laboratórium bevonása szükséges, a kifogás megválaszolása **hosszabb időt** vesz/vehet igénybe.

FIGYELEM!

Egy-egy **kifogástétel kezelése után** változhat a mérésre vonatkozó konkrét statisztika, továbbá az **Összesítés** és a **Záró értékelés** verziózott változata kerül közlésre, amellyel az **előző kiadás érvényét veszíti.**

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

A QualiCont Nonprofit Kft. szolgáltatásként felajánlja, hogy amennyiben a mérőhely az egyes betegvizsgálati anyagok értékelése során annak helyes eredményét megállapítani nem tudja, vagy a vizsgálati anyagból nyert eredmény kétséges, abban az esetben a vizsgálandó (konkrét beteg vizsgálati) anyagot a QualiCont Nonprofit Kft. a mérőhely felkérésére – közreműködő szakértői laboratóriumai segítségével – bevizsgálja és a helyes eredményt, ill. értékelést megadja. A költségek egyedi megállapodás alapján kerülnek meghatározásra.

Angol nyelvű igazolások

Külön kérésre, térítési díj ellenében lehetőség van angol nyelvű igazolások igénylésére is. Kérjük, hogy ezen igényét a Programajánlat megfelelő rovatában jelezze!

Hiteles másolatok (igazolásokról)

Az igazolásokról hiteles másolat kiállítására is van lehetőség külön eljárási díj ellenében, amelyet kizárólag a résztvevő igényelhet és azt csak számára adja ki a QualiCont!

Egyedi teljesítményértékelés

Külön kérésre és eljárási díj ellenében lehetőség van a résztvevők által igényelt további egyedi tartalmú eredményességi elemzések/ teljesítményértékelések elkészítésére.

További értékelés

Amennyiben egy mérőhely ugyanazon telephelyén ugyanazon mintát több műszerrel, ill. módszerrel kívánja lemérni és kiértékelteni, további értékelés igényelhető. A megrendelésen csak a további módszer/műszer kódolását kérjük megadni.

Körvizsgálat megismétlése

Amennyiben rendelkezésre áll elegendő számú minta, lehetőség van valamely résztvevő által kezdeményezett körvizsgálat megismétlésére pótminta megküldésével, a teljes körvizsgálati díj megtérítése ellenében.

Laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok

Olyan vizsgálatok esetében, melyek nem találhatók a QualiCont jártassági körvizsgálatai között, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálat szervezésére van lehetőség. Konkrét igény esetén egyedi árajánlat és vizsgálati terv készül.

KÖRVIZSGÁLATOK

PREANALITIKA

901. Preanalitikai körvizsgálat: HIL index

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.21.	11.12.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,3 ml szérumszám

A program tartalma:

Hemolízis, Icterus és Lipémia index mérése. A megadott, körvizsgálatonként változó klinikai kémiai paraméterek interpretációja a mért HIL index értékektől függően.

Egyéb információk:

A körvizsgálat **ingyenes** a **100. vagy 1001. Klinikai kémia (A) programot megrendelők számára.**

902. Preanalitikai esettanulmány (elektronikus kérdőív)

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	09.03.
Eredményközlési határidő	04.09.	10.03.
Értékelések közzétételének határideje	07.09.	01.03.

A program tartalma:

A laboratórium hétköznapi rutin tevékenységéből vett példák értékelése kérdőív segítségével: a leírt eset, vagy laboratóriumi mérési eredmény kapcsán esetlegesen azonosítható preanalitikai hibák megjelölése.

Egyéb információk:

A körvizsgálat **minden résztvevő számára ingyenesen elérhető**, aki bármilyen programot rendel a QualiCont kínálatából.

KLINIKAI KÉMIA/
IMMUNKÉMIA

HAVI KÖRVIZSGÁLAT

1 minta/körvizsgálat, havi gyakorisággal

Minimum 10 körvizsgálat megrendelése lehetséges! Az egész éves mintaadagot (12 db) egyben küldjük januárban.

Havonta egyedi, összesített és grafikus értékelést, részvételi igazolást, továbbá évente 1 alkalommal, az utolsó körvizsgálat lezárása után **éves megfeleléstértékelést** adunk ki.

1001. Klinikai kémia (nedves) (+AST, +CRP) (A)
(1 minta/körvizsgálat) [E]

	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Mintaküldés	2024. január					
Eredmények beküldésének határideje	01.30.	02.15.	03.15.	04.15.	05.15.	06.15.
Értékelések közzétételének határideje	02.15.	02.28.	03.30.	04.30.	05.30.	06.30.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Eredmények beküldésének határideje	07.15.	08.15.	09.15.	10.15.	11.15.	12.15.
Értékelések közzétételének határideje	07.30.	08.30.	09.30.	10.30.	11.30.	12.30.

Körvizsgálati minták:

1 db, egyenként 5 ml liofilizált szérumszám

Paraméterek:

Albumin, Albumin (elfo), Alfa-amiláz, Alfa HBDH, Alkalikus foszfatáz, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Bikarbonát, Bilirubin (direkt), bilirubin (összes), CK, C-reaktív protein (CRP), Gamma-GT, Gamma globulinok (elfo), GLDH, Glükóz, GOT/ASAT, GPT/ALAT, HDL-koleszterin, Húgysav, IgA, IgE, IgG, IgM, Kalcium, Kálium, Karbamid, Klorid, Koleszterin, Kolinészteráz, Kreatinin, Laktát, LDH, LDL-koleszterin, Lipáz, Lítium, Magnézium, Nátrium, O-Streptolizin (AST), Ozmolalitás, Összfehérje, Pankreász amiláz, Réz, Szervetlen foszfát, Transzferrin, Trigliceridek, TVK, UIBC (Telítetlen vaskötő kapacitás), Vas

Általános kémia

100. Klinikai kémia (nedves) (A)

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált szérums minta

Paraméterek:

Albumin, Albumin (elfo), Alfa-amiláz, Alfa HBDH, Alkalikus foszfatáz, Bikarbonát, bilirubin (direkt), Bilirubin (összes), CK, Epesavak, Gamma globulinok (elfo), Gamma-GT, GLDH, Glükóz, GOT/ASAT, GPT/ALAT, HDL-koleszterin, Húgysav, IgA, IgG, IgM, Kalcium, Kálium, Karbamid, Klorid, Koleszterin, Kolinészteráz, Kreatinin, Laktát, LAP, LDH, Lipáz, Lítium, Magnézium, Nátrium, Ozmolalitás, Összfehérje, Pankreász amiláz, Réz, Szervetlen foszfát, Transzferrin, Trigliceridek, TVK, UIBC (Telítetlen vaskötő kapacitás), Vas

100eGFR. Klinikai kémia: eGFR (A)

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

A program tartalma:

eGFR számítása megadott kreatinin értékek és esetleírások figyelembevételével.
Körvizsgálatonként két eset kerül megküldésre.

Egyéb információk:

A körvizsgálat **ingyenes** a **100. vagy 1001. Klinikai kémia (A) programot megrendelők számára.**

Megrendelhető azok számára is – a meghirdetett árakon –, akik nem vesznek részt a 100. vagy 1001. Klinikai kémia programban.

110. Újszülött bilirubin (A)

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2 ml liofilizált szérums minta

Paraméterek: Újszülött bilirubin

130. Széklet diagnosztika: kalprotektin

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.21.	11.12.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,2 ml liofilizált széklet minta

Paraméterek:

Kalprotektin (kvantitatív és kvalitatív), Elasztáz (kvantitatív és kvalitatív)

131. Széklet diagnosztika: széklet vér (FOB) (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták: 2 db folyékony minta**Paraméterek:**

Hemoglobin (kvalitatív és kvantitatív)

141. Elektroforézis (A)

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db liofilizált szérums minta

Paraméterek:

Albumin (kémia), Albumin (elektroforetikus), Alfa1-globulinok, Alfa2-globulinok, Béta-globulinok, Gamma-globulinok, Összfehérje

151. Lipid/lipoproteinek (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 3 vagy 5 ml liofilizált szérum minta

Paraméterek:

Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B, Foszfolipidek, HDL- és LDL-koleszterin, Koleszterin, Lp(a), Trigliceridek

Allergia diagnosztika**720. Allergia diagnosztika**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati mintacsomag tartalma:

4 db liofilizált szérum minta:

2 db, egyenként 1 ml minta: inhalatív és nutritív, körvizsgálatonként változó allergének
2 db egyenként 1 ml minta: totál IgE meghatározásra

Paraméterek:

körvizsgálatonként változó allergén specifikus IgE-k, totál IgE

A specifikus IgE-antitestek meghatározására szolgáló minták várhatóan a következő nutritív, inhalatív és rovar allergéneket fogják tartalmazni (a változtatás jogát fenntartjuk):

2024.3.: Parlagfű (w01), Méh (i01), Kőris (t25), Mogorófa pollen (t04), Kutyaszőr (e05), Dermatophag. farinae atka (d02)

2024.5.: Penészgomba (m03), Üröm (w06), Nyír (t03), Cladosporium herbarum (m02), Tehéntej (f02), Darázs (i03)

2024.9.: Körte (f94), Égerfa pollen (t02), Dermatophag. pteronyssinus (d01), Lándzsás útifű (w09), **Paradicsom (f25)**, Darázs (i03)

2024.11.: Juharfa pollen (t01), Méh (i01), Eper (f44), **Házi por (h01)**, Ló hámantigén (e03), Rozsliszt (f05)

Egyéb információk:

A specifikus IgE RAST fokozatok kerülnek kiértékelésre, valamint a totál IgE (kvantitatív).

Dupla mennyiségű minta igény esetén 2 csomag minta rendelését kérjük!

Diabétesz vizsgálatok**145. Glikált proteinek I. (A)**

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	10.22.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.12.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.03.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált hemolizátum vagy 0,3 ml friss teljes vér

Paraméterek:

Hemoglobin A₁, Hemoglobin A_{1c}

Egyéb információk:

Évente legalább egyszer azon körvizsgálati mintákat küldjük meg a résztvevőknek, amelyet az EurA1c nemzetközi körvizsgálatban is megküld a nemzetközi szervező. Ebben friss teljes vér kerül kiküldésre. A megszokott QualiCont-értékeléseken és dokumentáción túl elérhető lesz a nemzetközi körvizsgálat összehasonlító elemzése is.

146. Glikált proteinek II. Fruktózamin (A)

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált szérum minta

Paraméterek: Fruktózamin

Miokardiális markerek**244. Ultraszenzitív CRP (A)**

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml folyékony minta

Paraméterek: Ultraszenzitív CRP**760. Miokardiális markerek (A)**

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db liofilizált plazma vagy 1,5 ml folyékony minta

Paraméterek:

BNP, CK-MB, CK-MB MASS, CK-összes, Homocisztein, Myoglobin, NT-proBNP, Troponin-I, Troponin-T

Egyéb információk:

A minta alkalmas a troponin-I és -T POCT készülék általi mérésére is!

Speciális vizsgálatok**162. Hemoglobin frakciók**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db 1,2 ml folyékony minta

Paraméterek:COHb frakció, MetHb frakció, O₂Hb frakció, Összhemoglobin**195. Gyógyszerek (A)**

	1.	3.	5.	7.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	03.05.	05.21.	07.02.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	03.22.	06.06.	07.17.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	02.21.	04.16.	06.28.	08.06.	10.10.	12.17.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált szérums minta

Paraméterek:

Amikacin, Ciklosporin, Digoxin, Etosuximid, Fenitoin, Fenobarbitál, Gentamicin, Karbamazepin, Koffein, Lítium, Metotrexát, Paracetamol, Primidon, Szalicilátok, Teofilin, Tobramicin, Valproinsav, Vankomicin

196. Gyógyszerek, hormonok (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált szérums

Paraméterek:

11-dezoxikortizol, 17alfa-hidroxiprogesteron, Acetaminophen, ACTH, Aldoszteron, Amikacin, B12-vitamin (kobalamin), C-Peptid, 25-OH-D vitamin, Dezipramin, DHEA, DHEA-S, Digoxin, Fenitoin, Fenobarbitál, Ferritin, FSH, Gasztrin, Gentamicin, HCG (össz), HCG (össz+β), Béta-HCG, HGH (WHO80/505), HGH (WHO98/574), IgE, Imipramin, Insulin, Kalcitonin, Karbamazepin, Kinidin, Kloramfenikol, Kortizol, LH, Lítium, Nortriptilin, Ösztradiol, Ösztrol, Ösztrol (szabad), Primidon, Progesteron, Prolaktin (2. IRP WHO RS), Prolaktin (2. IRP WHO 83/562), Prolaktin (3. IRP WHO RS 84/500), Propranolol, PTH intakt 2. generáció, PTH biointakt (1-84) 3. generáció, Szalicilátok, Teofilin, Tesztoszteron (összes), Tesztoszteron (szabad), Tobramicin, Valproinsav, Vankomicin

613. Mennyiségi vérkép és fehérvérsejt differenciálás automatával (A) [E]

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	02.26.	04.29.	09.02.	11.25.
Eredményközlési határidő	03.12.	05.14.	09.17.	12.10.
Értékelések közzétételének határideje	04.26.	08.14.	11.22.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2 ml alvadásban gátolt friss humán vérminta

Paraméterek:

Fehérvérsejtszám, Fehérvérsejt alakok %-os és abszolút számban: Neutrofil granulocita, Eozinofil granulocita, Bazofil granulocita, Limfocita, Monocita, Egyéb fvs., Középső sejtek (Eo, Bazo, Mono) %-os és abszolút számban, Vörösvérsejtszám, Hemoglobin, Hematokrit (automata), MCV, MCH, MCHC, Trombocitaszám, MPV, RDW-CV, RDW-SD, Mentzer-index

Egyéb információk: A minták **alkalmasak valamennyi automata** készülék esetén a mennyiségi vérkép alap paramétereinek és a fehérvérsejt megoszlás vizsgálatára.

Egyedi és speciális szállítás: habdobozban hűtőközeggel, gyorspostai szállítással

212. Minőségi vérkép (Virtuális Mikroszkóppal)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.09.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	05.17.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db digitális kép, ill. kenet, rövid kórelőzmény

A program tartalma: vörösvérsejt, fehérvérsejt, trombocita morfológia, fehérvérsejt alakok %-os megoszlása, iránydiagnózis

Egyéb információk:

A körvizsgálat alapvetően interneten zajlik azonos körvizsgálati mintával **Virtuális Mikroszkópia** alkalmazásával és olyan – a QualiCont által fejlesztett – szoftver segítségével, amellyel a differenciál sejt-számlálás is megoldott.

Lehetőség van kenet rendelésére is, mely ebben az esetben plusz költséget jelent.

A Virtuális Mikroszkópia használatához szükséges minimális hardver, internet és szoftver igény:

30 Mbit/s letöltési sebesség,
10 Mbit/s feltöltési sebesség,
Chrome 62+ (ajánlott), Firefox 56+, Safari 10+, Internet Explorer 11+, Edge 16+
Továbbá a böngészőknek megfelelő rendszerkövetelmények.

Megjegyzés: Gyengébb feltételek mellett és egyéb böngészőkkel is lehetséges használni a virtuális mikroszkópot, de teljesítménybeli vagy funkcionálisbeli problémák jelentkezhetnek. Mielőtt fejlesztésbe kezd, kérjük, próbálja ki a jelenlegi rendszerével a működést, ha problémája támad, akkor először a QualiCont munkatársaival vegye fel a kapcsolatot, majd ezek után célszerű – ha szükséges – fejlesztéseket végezni a jelenlegi rendszerén.

Virtuális Mikroszkóppal a kenetek **értékelés után is visszanezethetők.**

213. Limfocita immunfenotipizálás [E]

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	09.03.
Eredményközlési határidő	04.09.	10.03.
Értékelések közzétételének határideje	07.09.	01.03.

Körvizsgálati minták: 2 db friss vérminta

A program tartalma:

fehérvérsejtszám, immunstátusz műszeres vizsgálata (Limfociták, B-limfociták, T-limfociták, NK sejtek, CD4, CD8 sejtek)

Egyéb információk: Egyedi szállítás

215. Retikulocita I.

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.05.	09.03.
Eredményközlési határidő	04.09.	10.03.
Értékelések közzétételének határideje	07.09.	01.03.

Körvizsgálati minták:

2 db vérkenet mikroszkópos vizsgálathoz

Paraméterek:

Retikulocita szám (% és abszolút számérék)

Egyéb információk:

Egyedi és speciális szállítás: habdobozban hűtőközeggel, gyorspostai szállítással

240. Vérsejtsüllyedés (A)

	1.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	04.30.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 4,5 vagy 9 ml vérminta

Paraméterek: Vérsejtsüllyedés

**2401. Vérsejtsüllyedés (A)
(1 minta/körvizsgálat)**

	1.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	01.16.	05.21.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	01.31.	06.20.	10.03.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	04.30.	09.02.	11.11.	03.04.

Körvizsgálati minta:

1 db 4,5 vagy 9 ml vérminta

Paraméterek: Vérsejtsüllyedés

**ECAT együttműködéssel
megvalósuló körvizsgálatok [E]**

Az ECAT FOUNDATION (External Quality Control of Diagnostic Assays and Tests with a focus on Thrombosis and Haemostasis) EQA szervezettel való együttműködés eredményeként

- lehetőség nyílik mérőrendszerként **nagy résztvevő számú** nemzetközi csoportban történő teljesítmény értékelésre,
- a kontrollmintákat az ECAT biztosítja és garantálja azok megfelelőségét, ugyanakkor
- a **hazai értékelés hazai szakértő** bevonásával továbbra is megmarad,
- a már akkreditált körvizsgálatok **akkreditált státusza megmarad**,
- a résztvevők **nemzetközi és hazai körvizsgálati részvételről is kapnak igazolást!**
- A körvizsgálatban való **részvétel kizárólag egész évben lehetséges**, és
- **az eredményközlés és az értékelés elektronikusan történik**
- Részvételi szándékát kérjük **2023. december 10-ig** jelezze a QualiCont irodában!

**223. Hemosztazeológia III. (A) (ECAT)
(ECAT: Coagulation Factor II)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 2 db, egyenként 1 ml liofilizált minta (összesen 4 db)

Paraméterek: véralvadási faktorok (s és %): Protrombin (II. faktor), Proakcelerin (V. faktor), Prokonvertin (VII. faktor), Stuart-Prower (X. faktor)

**224. Hemosztazeológia IV. (A) (ECAT)
(ECAT: Coagulation Factor I)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 2 db, egyenként 0,75-1 ml liofilizált minta (összesen 4 db)

Paraméterek: véralvadási faktorok: Antihemofiliás globulin A (VIII. faktor), Antihemofiliás globulin B (IX. faktor), Rosenthal (XI. faktor), Hagemann (XII. faktor)

**225E. Hemosztazeológia V. (A) (ECAT)
(ECAT: Thrombophilia – I)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 2 db, egyenként 0,75-1 ml liofilizált minta (összesen 4 db)

Paraméterek:

Antitrombin III. (aktivitás és antigén), Protein C (aktivitás és antigén), Protein S (aktivitás és antigén), Szabad protein S (antigén)

227. Hemosztazeológia VII. (A) (ECAT) (ECAT: Von Willebrand Factor parameters)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 2 db, egyenként 1 ml liofilizált minta (összesen 4 db)

Paraméterek: Willebrand-faktor WF Ag, Willebrand-faktor WF CBA, Willebrand-faktor WF RiCof, **VWF aktivitás**, Antihemofiliás globulin A (VIII. faktor)

228. Hemosztazeológia VIII. (ECAT) (ECAT: Factor VIII. Inhibitor)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása	05.28.	11.12.
Eredményközlési határidő	06.25.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	08.09.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	08.27.	03.05.

Körvizsgálati minták: 2 különböző szintű minta, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek: VIII. faktor inhibitor

229. Hemosztazeológia IX. (ECAT) (ECAT: Factor XIII.)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták: 2 különböző szintű minta, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek: XIII. Faktor

230. Hemosztazeológia X. (ECAT) (ECAT: Lupus Anticoagulant)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták: 2 db egyszintű minta, egyenként 0,75 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek: Lupus antikoaguláns

288. Hemosztazeológia XX. - Funkcionális APC rezisztencia (ECAT) (ECAT: Thrombophilia – II)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása	03.12.	05.28.	09.03.	11.12.
Eredményközlési határidő	04.11.	06.25.	10.01.	12.10.
ECAT értékelések közzétételének határideje	05.07.	08.09.	10.29.	01.21.
QC értékelések közzétételének határideje	05.21.	08.27.	11.05.	03.05.

Körvizsgálati minták: 2 különböző szintű minta, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek:

APC rezisztencia, APC rezisztencia interpretálás

190. Orális antikoagulánsok: Rivaroxaban (ECAT) (ECAT: Rivaroxaban)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása	05.30.	11.14.
Eredményközlési határidő	06.27.	12.12.
ECAT értékelések közzétételének határideje	08.11.	01.23.
QC értékelések közzétételének határideje	08.25.	02.06.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 1 db, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek: Rivaroxaban (anti-Xa)

191. Orális antikoagulánsok: Apixaban (ECAT) (ECAT: Apixaban)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása	05.30.	11.14.
Eredményközlési határidő	06.27.	12.12.
ECAT értékelések közzétételének határideje	08.11.	01.23.
QC értékelések közzétételének határideje	08.25.	02.06.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 1 db, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek: Apixaban (Anti-Xa)

192. Orális antikoagulánsok: Dabigatran (ECAT) (ECAT: Dabigatran)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása	05.30.	11.14.
Eredményközlési határidő	06.27.	12.12.
ECAT értékelések közzétételének határideje	08.11.	01.23.
QC értékelések közzétételének határideje	08.25.	02.06.

Körvizsgálati minták:

2 különböző szintű minta, szintenként 1 db, egyenként 1 ml liofilizált plazma (összesen 2 db)

Paraméterek:

Dabigatran (anti-IIa), Dabigatran (dTT)

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA

Baktérium nukleinsav meghatározás

530. Baktérium nukleinsav meghatározás: *Chlamydia trachomatis* és *Neisseria gonorrhoeae* [E]

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.29.	11.19.
Eredményközlési határidő	06.12.	12.03.
Értékelések közzétételének határideje	09.12.	03.04.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6-1 ml UTM (Copan) transzportba levett genitális minta

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása *Chlamydia trachomatis*-DNS-re és *Neisseria gonorrhoeae*-DNS-re.

Egyéb információk: Egyedi szállítás!

A minták **szárazjéggel** kerülnek feladásra.

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

Vírus nukleinsav meghatározás

361. Vírus nukleinsav meghatározás: Hepatitis B [E]

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.12.	05.29.	09.10.	11.19.
Eredményközlési határidő	03.28.	06.12.	09.24.	12.03.
Értékelések közzétételének határideje	05.28.	09.09.	11.18.	03.04.

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,6-1 ml plazma mintát tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása Hepatitis B vírus nukleinsav meghatározására.

Egyéb információk: Egyedi szállítás!

A minták **szárazjéggel** kerülnek feladásra.

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

362. Vírus nukleinsav meghatározás: Hepatitis C [E]

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.12.	05.29.	09.10.	11.19.
Eredményközlési határidő	03.28.	06.12.	09.24.	12.03.
Értékelések közzétételének határideje	05.28.	09.09.	11.18.	03.04.

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,6-1 ml plazma mintát tartalmaz

A program tartalma: PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása Hepatitis C vírus nukleinsav meghatározására.

Egyéb információk: Egyedi szállítás!

A minták **szárazjéggel** kerülnek feladásra.

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

373. Vírus nukleinsav meghatározás: HPV

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6-1 ml liquid-based cytology médiumba cervikális mintavevővel levett ectocervix és endocervix területéről származó minta

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása humán papillomavírus nukleinsav meghatározására, high és low risk típusok elkülönítésére.

Egyéb információk:

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

Molekuláris genetika**730. Molekuláris genetika: PCR technika**

	3.	7.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	07.02.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	07.17.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	06.24.	10.17.	02.28.

Körvizsgálati minták: 1 db 0,5 ml minta

A program tartalma: Ehhez a vizsgálathoz primereket küldünk és az amplifikáció elvégzéséhez szükséges alap információkat.

Egyéb információk:

Az amplifikációt a laboratórium által rutinszerűen preparált humán DNS-mintán kell végrehajtani. Az értékeléshez az amplifikáció eredményét tartalmazó dokumentációt kérjük elküldeni (pl. gél-fotó és a kapott fragmentum(ok) méretének meghatározása).

**740. Molekuláris genetika:
FV R534Q (Leiden) mutáció
meghatározás**

	3.	7.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	07.02.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	07.17.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	06.24.	10.17.	02.28.

Körvizsgálati minták: 3 db minta, humán fehérvérsejtekből izolált DNS vizes oldatban

A program tartalma:

Az V. véralvadási faktor Leiden mutációjának (FV R534Q [rs6025]) molekuláris genetikai vizsgálata.

**746. Molekuláris genetika:
Protrombin gén FII. G20210A variáns
meghatározása**

	3.	7.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	07.02.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	07.17.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	06.24.	10.17.	02.28.

Körvizsgálati minták: 3 db minta, humán fehérvérsejtekből izolált DNS vizes oldatban

A program tartalma: A II. véralvadási faktor (protrombin) gén G20210A [rs1799963] variánsának molekuláris genetikai vizsgálata.

**747. Molekuláris genetika:
MTHFR gén vizsgálata (C677T)**

	3.	7.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	07.02.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	07.17.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	06.24.	10.17.	02.28.

Körvizsgálati minták:

3 db minta, humán fehérvérsejtekből izolált DNS vizes oldatban

A program tartalma:

A metiléntetrahidrofolát-reduktáz gén gyakori polimorfizmusának C677T (A226V) [rs1801133] molekuláris genetikai vizsgálata.

**750. Molekuláris genetika programok
együttesen
(730+740+746+747)**

Együttes rendelésük kedvezőbb részvételi díj elérését teszi lehetővé.

**748. Molekuláris genetikai vizsgálati
eredmény értelmezése**

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

A program tartalma:

A résztvevő a kapott humán gén szekvencia részlete alapján azonosítsa a genetikai eltérést, határozza meg annak típusát, esetleges kóroki szerepét. A nemzetközi ajánlások alapján készítsen olyan leletet, melyet a kezelőorvosnak/genetikai tanácsadónak juttatna el.

KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA

Bakteriológia

411. Bakteriológia (A)

A program tartalma:

411. Bakteriológia (aerob) (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db liofilizált baktérium tenyészet

Feladat: Tesztörzsek species-szintű azonosítása és antibiotikum rezisztencia/érzékenység megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé, további (pld. járványügyi) teendők közlése.

411An. Bakteriológia (anaerob) (A)

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

1 db liofilizált, valós klinikai állapotot tükröző anaerob vizsgálati minta

Feladat: Tesztörzsek species-szintű azonosítása és antibiotikum rezisztencia/érzékenység megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé.

411Dk. Bakteriológia direkt kenet

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták: 1 db digitális direkt kenet (natív festett készítmény)

Feladat: A kenet értékelése, interpretáció a klinikus felé.

4111. Szervrendszer szintű Bakteriológia körvizsgálatok (A)

Programok kiküldésének ütemezése:				
	3.	5.	9.	11.
4111-UX Bakteriológia - vizelet	*		*	
4111-SX Bakteriológia - széklet	*		*	
4111-TS Bakteriológia - torok kenet	*		*	
4111-VC Bakteriológia - vaginális kultúra	*		*	
4111-UC Bakteriológia - vizelet kultúra	*		*	
4111-EC Bakteriológia - fülváladék	*		*	
4111-NS Bakteriológia - orrváladék		*		*
4111-EZ Bakteriológia - szemváladék		*		*
4111-PX Bakteriológia - genny		*		*
4111-SP Bakteriológia - köpet		*		*
4111-PL Bakteriológia - CSF		*		*
4111-BC Bakteriológia - vér		*		*

Körvizsgálati minták: 1 db liofilizált minta

Feladat: Tesztörzsek species-szintű azonosítása és antibiotikum rezisztencia/érzékenység megállapítása.

413. Baktériumok kimutatása haemokultúrából (A)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db liofilizált baktérium tenyészet

Feladat: Törzsek species szintű azonosítása és antibiotikum érzékenységük megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé, további teendők közlése.

414. Multirezisztens kórokozók (MRK) kimutatása (A)

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

2 db liofilizált baktérium tenyészet

Feladat: Törzsek species-szintű azonosítása, az antibiotikum érzékenységük megállapítása. Az MRK típus (ha van) megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé, további teendők közlése.

415. Antibakteriális anyag jelenlétének kimutatása vizeletből (A)

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták: 2 db vizelet minta

Feladat: Antibakteriális anyag jelenlétének megállapítása vizeletből.

418. Bakteriális enterális kórokozók kimutatása (A)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták: 1 db minta

Feladat: Az adott enterális kórképért felelőssé tehető **enterális bakteriális kórokozó(k) izolálása, species-szintű azonosítása** a szakmai útmutatók alapján, ha indokolt, az antibiotikum érzékenységek megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé, további teendők (járványügyi) közlése. Ha nem talál kórokozónak minősülő baktériumot a mintában, közölje milyen egyéb, további vizsgálatokat végez(tet)ne el.

419. Bakteriális légúti kórokozók kimutatása (A)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták: 1 db minta

Feladat: Az adott – esetenként alsó-, illetve felsőlégúti – mintákból az anamnesztikus adatok alapján megadott kórképért felelőssé tehető **bakteriális légúti kórokozó(k) izolálása, species-szintű azonosítása**, antibiotikum érzékenységek megállapítása. A lelet interpretálása a klinikus felé, esetenként, ha szükséges további teendők (járványügyi) közlése. Ha nem talál kórokozónak minősülő baktériumot a mintában, közölje milyen további vizsgálatokat végez(tet)ne el.

Bakteriológiai szerológia

314. Bakteriológiai szerológia: *Chlamydomphila pneumoniae*

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml szérums minta

A program tartalma:

Chlamydomphila pneumoniae elleni antitestek

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

324. Bakteriológiai szerológia: *Mycoplasma pneumoniae*

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérums minta

A program tartalma: *Mycoplasma pneumoniae* elleni antitestek (IgM, IgG, IgA)

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

332. Bakteriológiai szerológia: *Borrelia burgdorferi*

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml szérums minta

A program tartalma: *Borrelia burgdorferi* ellenes antitestek kimutatása EIA, Western blot és egyéb szerológiai módszerekkel

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük! Az értékelés során **csak azok az eredmények kerülnek elfogadásra**, ahol a laboratórium a **pozitív/határérték eredményt konfirmálja**.

334. Bakteriológiai szerológia: *Helicobacter pylori*

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált minta

A program tartalma:

Helicobacter pylori ellenes antitestek kimutatása
EIA és egyéb szerológiai módszerekkel

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

Vírus szerológia

335. Vírus szerológia: HIV 1/2 [E]

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.29.	11.19.
Eredményközlési határidő	06.12.	12.03.
Értékelések közzétételének határideje	09.12.	03.04.

Körvizsgálati minták:

4 db, egyenként 0,5 ml szérumszám

A program tartalma:

HIV 1/2 specifikus antitestek kimutatása
p24 antigén kimutatása

Egyéb információk: Egyedi szállítás!

A minták **szárazjéggel** kerülnek feladásra.
A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

343. Vírus szerológia: Hepatitis A (A)

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérumszám

A program tartalma:

Anti-HAV totál, Anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM

Egyéb információk:

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

344. Vírus szerológia: Hepatitis B-I. (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták, a program tartalma:

4 db, egyenként 1 ml liofilizált szérumszám

2 db minta: HBsAg,

2 db minta: Anti-HBsAg, Anti-HBcAg

Egyéb információk:

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

345. Vírus szerológia: Hepatitis B-II.

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérumszám

A program tartalma:

Anti-HBc IgM, HBe-Ag, Anti-HBe

Egyéb információk:

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

346. Vírus szerológia: Hepatitis C (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2 ml liofilizált szérumszám

A program tartalma: Anti-HCV

Egyéb információk:

A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

348. Vírus szerológia: Hepatitis E

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérumszám

A program tartalma:

Anti-HEV IgM, Line IA anti-HEV IgM, Anti-HEV (össz), Anti-HEV IgG, Line IA anti-HEV IgG

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

351. Vírus szerológia: Cytomegalovírus (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált szérumszám

A program tartalma:

CMV összantitest, Anti-CMV-IgG, Anti-CMV-IgM, CMV-IgG aviditás

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

352. Vírus szerológia: Epstein-Barr vírus (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált szérumszám

A program tartalma:

Anti-EBNA-IgG (össz), Anti-EBNA-IgM, Anti-EA-IgG, Anti-EA IgM, Anti-VCA-IgG, Anti-VCA-IgM, Anti-EBV-IgG, Anti-EBV-IgM, Heterophil antitestek (Paul Bunnell)

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

354. Vírus szerológia: Herpes simplex vírus

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérumszám

A program tartalma:

Anti-HSV1/2 - IgG, IgM, totál,
Anti-HSV1 - IgG, IgM, totál,
Anti-HSV2 - IgG, IgM, totál

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

355. Vírus szerológia: Morbillivírus

	3.	9.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	09.04.
Eredményközlési határidő	03.22.	09.19.
Értékelések közzétételének határideje	06.22.	12.19.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,6 ml szérumszám/plazmaszám

A program tartalma:

Morbillivírus specifikus IgG ellenanyagszint meghatározása EIA és egyéb szerológiai módszerekkel.

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

SARS-CoV-2 diagnosztika**3400. Vírus nukleinsav meghatározás: SARS-CoV-2 (A)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml légúti VTM szám

A program tartalma: PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása SARS-CoV-2 nukleinsav minőségi meghatározására.

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

3401. POCT: SARS-CoV-2 (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml szérum + VTM

A program tartalma:

SARS-CoV-2 antitest (IgG, IgM, összantitest) és **antigén** minőségi meghatározása és az eredmények interpretálása.

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

3402. Vírus szerológia: SARS-CoV-2 (A)

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml szérum

A program tartalma: SARS-CoV-2 ellenanyag (IgG, IgG-S, IgG-N, IgM, IgA, összantitest) mennyiségi és/vagy minőségi meghatározása és az eredmények interpretálása.

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

Mikológia**412. Mikológia (A)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták: 2 db liofilizált vagy transzport táptalajon lévő gomba tenyészet

A program tartalma: Gombainfekciókban szerepet játszó törzsek azonosítása és antimikotikum érzékenységének megállapítása.

4121. Szervrendszer szintű Mikológia körvizsgálatok (A)

Programok kiküldésének ütemezése:					
		3.	5.	9.	11.
4121-UX	Mikológia - vizelet	*		*	
4121-SX	Mikológia - széklet	*		*	
4121-TS	Mikológia - torok kenet	*		*	
4121-VC	Mikológia - vaginális kultúra	*		*	
4121-UC	Mikológia - vizelet kultúra	*		*	
4121-EC	Mikológia - fülváladék	*		*	
4121-NS	Mikológia - orrváladék		*		*
4121-EZ	Mikológia - szemváladék		*		*
4121-PX	Mikológia - genny		*		*
4121-SP	Mikológia - köpet		*		*
4121-PL	Mikológia - CSF		*		*
4121-BC	Mikológia - vér		*		*

Körvizsgálati minták: 1 db liofilizált minta

A program tartalma: Gombainfekciókban szerepet játszó törzsek azonosítása és antimikotikum érzékenységének megállapítása.

Fertőzés szerológia**311. Fertőzés szerológia: Lues szerológia (A)**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db szérum minta

A program tartalma:

Treponema pallidum elleni antitestek:
ELISA (polivalens), ELISA-IgG, ELISA-IgM, FTA-Abs-IgG, FTA-Abs-IgM, Immunoblot-IgG, Immuno-blot-IgM, TPHA, TPPA, CLMIA-IgG és IgM

Nem-treponémális antigén ellenes antitestek:
VDRL, RPR

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük, illetve az RPR és a VDRL esetében titert!

3100. Komplex fertőzés szerológia

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2-3 ml szérumszám

A program tartalma:

Cytomegalovírus (IgG és IgM, összantitest, aviditás),
EBV VCA IgG, EBV-EBNA-IgG,
Rubeola vírus (IgG és IgM, összantitest),
Toxoplasma gondii (IgG és IgM, összantitest),
Treponema pallidum (Syphilis) IgG + **IgM**,
Syphilis Rapid Plasma Reagin (RPR) + **titer**

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

Parazitológia**452. Parazita szerológia: Toxoplasma gondii**

	3.	5.	9.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	03.06.	05.22.	09.04.	11.13.
Eredményközlési határidő	03.22.	06.06.	09.19.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	05.21.	09.03.	11.12.	03.05.

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált szérumszám

A program tartalma:

Toxoplazmózis (IgG, IgM, IgA, Polyvalens,
Aviditás, Toxoplasma gondii interpretálás)

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

457. Parazitológiai esettanulmány (elektronikus kérdőív)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.06.	11.28.
Értékelések közzétételének határideje	09.06.	02.28.

A program tartalma:

Egy-egy klinikai eset kérdőív formájában történő feldolgozása.

PATOLÓGIA

Festetlen paraffinos metszetek kerülnek kiküldésre.

Feladat: Rutin festések, ill. immunhisztokémiai marker molekulák kimutatása a kiküldött (tesztenként és fordulónként 2-2 festetlen metszet), ill. saját laboratóriumban készített metszeteken.

Eredményközlés: A megfestett metszetek és a módszerek technikai részleteinek **elektronikus beküldése az interneten.**

Az értékelések és az igazolások is elektronikus úton érhetőek el.

Programok kiküldésének ütemezése:

	3.	5.	9.	11.
501 Hisztotechnológia	*	*	*	*
502 Immunhisztokémia	*	*	*	*
503 Méhnyakcitológia diagnosztikája	*	*	*	*
505 Diagnosztikus citológia (PILOT)		*		*

501. Hisztotechnológia [E]

Fordulónként az alábbi metszetek kerülnek megküldésre:

HT/01 – Minden alkalommal kért minta

Hematoxylin-eosin festés – **saját**

(Az archívumból kiemelt, a szervezők által megadott számon nyilvántartott metszet.)

HT/02 – Minden alkalommal küldött minta

Hematoxylin-eosin festés – **QualiCont**

(A szervezők által küldött metszet.)

HT/03 – Fordulónként változó festés

Speciális-festés – **QualiCont**

1-féle az alábbiak közül:

- PAS
- Rugalmas rost
- Amiloid
- Giemsa
- Ziehl-Neelsen
- Retikulin
- Trikróm
- Gram
- Berliini-kék
- Grocott

502. Immunhisztokémia [E]

Fordulónként az alábbi metszetek kerülnek megküldésre:

IHC/1 - Ismétlődő marker 4-fordulón át
Immunhisztokémiai reakció - **QualiCont**
(A szervezők által küldött metszet.)

IHC/2 - Ismétlődő marker 4-fordulón át
Immunhisztokémiai reakció - **saját**
(Saját metszet)

IHC/1-2 programok:

1-féle az alábbiak közül:

- Hám-marker
- Izom-marker
- Endothel-marker
- Leukocita-marker
- Proliferációs marker
- Hormon receptor (ER)
- Her-2 onkoprotein

IHC/3 – Fordulónként változó markerek
Immunhisztokémiai reakció – **QualiCont**
(A szervezők által küldött metszet.)

IHC/4 – Fordulónként változó markerek
Immunhisztokémiai reakció – **saját**
(Saját metszet)

IHC/3-4 programok:

1-féle a fenti listából, ill. az alábbiak közül:

- Hormon receptor (PgR)
- B-lymphocyt
- T-lymphocyt
- Hodgkin-lymphoma
- Prostata-hám marker
- Melanoma-marker
- Endokrin marker
- Mesothelioma-marker

Metszetértékelés:

Négy független értékelő, konzultációs mikroszkóppal, azonos időben értékeli.

Pontszám: 1-5 (*nem elfogadható – kiváló*)
3-as, vagy annál alacsonyabb pont esetén kritikai megjegyzés, mely utal a hiba jellegére, vagy valószínű okára.

Archiválás: adatbázis-kezelő programban

Feldolgozás: a módszerek részletei, értékelési adatok, megjegyzések

Visszajelzés: értékelőlapok, grafikonok, statisztikai csoportosítás

503. Méhnyakcitológia diagnosztikája [E]

Valamennyi kenet kizárólag digitalizált formában áll a résztvevők rendelkezésére.

a., Konvencionális kenet

Körvizsgálatonként 5 db, rutin citológiai esetekből származó egészséges és kóros, Papanicolaou szerint festett, konvencionális kenet.

Bethesda 2014 leletező rendszer szerinti kiértékelése a QualiCont internetes „Patológiai program”-ján keresztül. A kiértékelést követően lehetőség van a referencia labor által történt annotált kenetek újra átnézésére a QualiCont oldalán. A részvételtől igazolást ad ki a QualiCont.

b., LBC (folyadék alapú minta) ThinPrep kenet

Körvizsgálatonként 5 db, rutin citológiai esetekből származó egészséges és kóros, Papanicolaou szerint festett, LBC kenet. Bethesda 2014 leletező rendszer szerinti kiértékelése a QualiCont internetes „Patológiai program”-ján keresztül. A kiértékelést követően lehetőség van a referencia labor által történt annotált kenetek újra átnézésére a QualiCont oldalán. A részvételtől igazolást ad ki a QualiCont.

c., Konvencionális és LBC kenet

Lehetőség van a laboratórium gyakorlatának megfelelően konvencionális és folyadék alapú (LBC) kenetek értékelésére egyaránt.

505. Diagnosztikus citológia

Körvizsgálatonként 5 db Giemsa vagy HE szerint festett eset kenetének vizsgálata történik a diagnosztikus citológia területéről (pajzsmirigy, vizelet, emlő stb.)

A rutin citológiai esetekből származó egészséges és kóros kenetek értékelése az aktuális leletező rendszernek megfelelően történik a QualiCont internetes „Patológiai program”-ján keresztül.

Valamennyi kenet kizárólag digitalizált formában áll majd a résztvevők rendelkezésére. A részvételtől igazolást ad ki a QualiCont.

500. Hisztotechnológia és Immunhisztokémia programok együttesen

Együttes rendelésük kedvezőbb részvételi díj elérését teszi lehetővé.

504. Hisztotechnológia, Immunhisztokémia és Méhnyakcitológia diagnosztikája programok együttesen

Együttes rendelésük kedvezőbb részvételi díj elérését teszi lehetővé.

AUTOIMMUN SZEROLÓGIA ÉS SPECIÁLIS IMMUNKÉMIA

Csak egy teljes, éves körvizsgálatban lehet részt venni!

251. Antinukleáris antitestek (ANA, anti-ENA, anti-dsDNA)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság: Szisztémás autoimmun betegségek diagnosztikája és monitorozása (ANA)

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/plazma minta

A program tartalma:

Antinukleáris antitest (ANA),
 ENA-differenciálás: Anti-U1-snRNP, Anti-Sm, Anti-Sm-RNP, Anti-SS-A (Ro52), Anti-SS-A (Ro60), Anti-SS-A (összes), Anti-SS-B, Anti-Topoisomerase I (anti-Scl 70), Anti-His-tRNA-Synthetase (anti-Jo1), CENP B, ENA screen, Anti-ds-DNA elleni antitest
 Fluorescens mintázat:
 ANA (IgG, IgA, IgM), IIFT, ANA (IgG), IIFT

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

253. Májspecifikus autoantitestek/GBM elleni antitest

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság: Autoimmun májbetegségek és glomerulopáthiák diagnosztikája és monitorozása

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/plazma minta

A program tartalma:

Mitokondrium elleni antitest (AMA),
 Simaizom elleni antitest (SMA),
 LKM-1 (liver-kidney-microsomes) elleni antitest, **Glomerulus bazal membrán (GBM) elleni antitest**

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

257. ANCA

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság:

Vasculitisek diagnosztikája és monitorozása

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/plazma minta

A program tartalma:

PR3 elleni antitest, MPO elleni antitest, cANCA (IIFT), pANCA (IIFT), Atípusos ANCA (IIFT), ANCA screen

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

265. Neurológiai autoantitestek (Onko-neuronális)

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság:

Paraneopláziás neuropathiák diagnosztikája és monitorozása

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/ plazma minta

A program tartalma:

Onko-neurális antitestek: Anti-Hu, Anti-Ri, Anti-Yo

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

271. Coeliakia-specifikus antitestek

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság:

Glutén enteropathiák diagnosztikája és monitorizálása.

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/plazma minta

A program tartalma:

Anti-endomysium IgA (IIFT),
Anti-endomysium IgG (IIFT),
Anti-transzglutamináz IgA,
Anti-transzglutamináz IgG,
Deamidált gliadin IgA elleni antitest,
Deamidált gliadin IgG elleni antitest,
Anti-gliadin IgG, Anti-gliadin IgA

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

273. Rheumatoid faktor + CCP

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság: Rheumatoid arthritis diagnosztikája és monitorizálása

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum minta

A program tartalma:

Reuma faktor (IgM, IgG, IgA), CCP (ciklikus citrullinált peptid)

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

275. Antifoszfolipid antitestek

	5.	11.
Körvizsgálat indítása (mintaküldés)	05.22.	11.13.
Eredményközlési határidő	06.20.	12.12.
Értékelések közzétételének határideje	09.20.	03.12.

Klinikai alkalmazhatóság: Antifoszfolipid szindróma diagnosztikája és monitorizálása

Körvizsgálati minták: 2 db, egyenként 0,5 ml liofilizált szérum/plazma minta

A program tartalma:

Cardiolipin IgG és IgM,
Cardiolipin screen (IgG/IgA/IgM)
β2-glycoprotein I. IgG és IgM
β2-glycoprotein I. screen (IgG/IgA/IgM)

Egyéb információk: A körvizsgálat során a kvalitatív eredményeket értékeljük!

NEQAS együttműködéssel megvalósuló körvizsgálatok [E]

A következő programok a **UK NEQAS** partner-szervezettel való együttműködés keretén belül kerülnek megszervezésre.
A körvizsgálatok lebonyolítási nyelve angol!

A **körvizsgálati periódus** az adott év áprilisától a következő év márciusának végéig tart. A jelentkezők először áprilisban kapnak mintákat. **Csak egy teljes, éves körvizsgálatban lehet részt venni!**

Mintaküldés gyakorisága:

A mintákat általában évente 6x, illetve bizonyos programokat 4x küldik, melyet az adott programoknál jelzünk. A QualiCont azonnal továbbítja a mintákat a laboratóriumokba.

Eredményközlés:

Az eredményközlő lapon feltüntetett mértékegységben kell megadni az eredményeket!
Az eredményeket közvetlenül a NEQAS-nak, elektronikus úton kell megküldeni.

Értékelés:

- A programok értékelését az angol partner végzi. **A QualiCont magyar nyelvű részvételi igazolást, ill. minőségi igazolást nem állít ki ezekhez a programokhoz.**
- Egyedi és kollektív értékelést kap valamennyi résztvevő.
- Egyes analiteknel a különböző módszerekre, illetve a reagenst gyártó cégekre lebontott adatok is rendelkezésre állnak.

- Kumulatív score-ok használatával egy nagyobb időszak eredményei egyszerre válnak láthatóvá, és az esetleges javulást vagy romlást követheti nyomon a résztvevő.

Az egyes programok speciális jellemzőit az adott helyen külön jelezzük.

FIGYELEM!

Lehetőség van egy mintához/rendeléshez több eredményt is leadni, azonban a **plusz értékelésekért** az adott program körvizsgálati árának 50%-át számolja fel a partnerszervezet.

A partnerszervezet jártassági vizsgálatait a Pilot programok kivételével akkreditáltak.

Lehetőség van a QualiCont Tájékoztatójában nem szereplő, azonban a **UK NEQAS Immunology, Immunochemistry & Allergy** katalógusában meghirdetett további programok megrendelésére is. További információért kérjük keresse irodánkat!

A pontos szállítási ütemtervet a megrendelők később kapják meg e-mailben.

Az esetleges változtatásokról tájékoztatást küldünk.

Autoimmun körvizsgálatok

Ser/001: Rheumatoid faktor

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám mint

A program tartalma: reuma faktor IgM (RF)

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/002: Thyreoidea peroxidáz elleni antitest (anti-TPO)

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám mint

A program tartalma:

thyreoidea mikroszómális/thyreoidea peroxidáz (TPO) elleni autoantitestek

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/003: Antinukleáris antitestek (ANA, anti-dsDNA)

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám mint

A program tartalma:

sejtmagantigének elleni autoantitestek

Eredményközlés: kvantitatív, kvalitatív

Ser/005: Antinukleáris antitestek (ANA, anti-dsDNA, anti-ENA)

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám mint

A program tartalma:

kvalitatív és kvantitatív nukleáris antigének: (ANA), dsDNA, extrahálható nukleáris antigének (ENA) elleni autoantitestek: SSA(Ro), SS-B(La), Sm, RNP, Scl-70 (topoizomeráz), anti-Jo-1 (His-tRNA-Synthetase), valamint antinukleáris antitest mintázat HEp-2 sejten, beleértve a centromer elleni antitestet is, kettősszájú DNS elleni autoantitest

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvantitatív, kvalitatív

Figyelem! A Ser/003 és a Ser/005 egyidejű megrendelése nem lehetséges!

Ser/004: Májspecifikus autoantitestek (LKM, AMA, ASMA)**Klinikai alkalmazhatóság:**

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x**Körvizsgálati minták:**

alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta

A program tartalma: Mitokondrium elleni autoantitest (M2), máj-vese mikroszóma elleni autoantitest (LKM), simaizom és a gyomor parietális sejtek elleni autoantitestek

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/006: Foszfolipid antitestek (kardiolipin, β 2GP1)**Klinikai alkalmazhatóság:**

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x**Körvizsgálati minták:**

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta

A program tartalma:

kardiolipin elleni IgG és IgM, β 2-Glycoprotein1 IgG és IgM, foszfatidil-szerin elleni IgG antitestek

Eredményközlés:

kvantitatív: GPLU/mL és MPLU/mL, kvalitatív

Ser/007: ANCA/GBM elleni antitest**Klinikai alkalmazhatóság:**

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x**Körvizsgálati minták:**

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta

A program tartalma:

anti-neutrofil citoplazmatikus antitestek (ANCA): c-ANCA, p-ANCA, vese glomeruláris bazálmembrán (GBM) elleni antitest

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL és IU/mL, kvalitatív

Egyéb információk: Kvantitatív értékelés csak proteináz 3 (PR3), myelo-peroxidáz (MPO) és GBM antitestek esetében

Ser/008: Acetilcolin receptor elleni antitest

Klinikai alkalmazhatóság: Myasthenia gravis diagnosztikája és monitorizálása

Mintaküldés gyakorisága: évente 4x**Körvizsgálati minták:**

alkalmanként 3-3 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta
Speciális vizsgálatokhoz előfordulhatnak további anyagok referenciaszérumnak az analitmentes szérummátrixhoz történő hozzáadásával.

A program tartalma:

acetilcolin receptor (ACR) elleni antitest

Eredményközlés: kvantitatív: nmol/L**Ser/009: Hólyagos bőrbetegségek antitestjei****Klinikai alkalmazhatóság:**

Hólyagos bőrbetegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta

A program tartalma:

hólyagos bőrbetegségek antitestjei: bőr bazálmembrán, bőr dezmoszóma (inter-celluláris állomány) elleni antitestek

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/010: Coeliakia-specifikus antitestek**Klinikai alkalmazhatóság:**

Coeliakia diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérum minta

A program tartalma:

coeliakia-specifikus antitestek: gliadin, endomysium, szöveti transzglutamináz (TTG), deamidált gliadin peptid (DGP)

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/034: Anémia-specifikus autoantitestek (parietális sejt elleni antitest)

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérumból minta

A program tartalma: gyomor parietális sejt (GPC) elleni autoantitestek

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/036: Citrullinált peptidok

Klinikai alkalmazhatóság:

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 1-1 db normál és patológiás folyékony humán szérumból minta

A program tartalma: citrullinált peptidok

Eredményközlés:

kvantitatív: U/mL vagy titer

kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/038: Paraneopláziás antitestek

Klinikai alkalmazhatóság:

Paraneopláziás autoantitestek előfordulhatnak számos neurológiai tünet hátterében és kapcsolódhatnak malignitáshoz

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumból minta

A program tartalma: ANNA-1 (Hu), ANNA-2 (Ri), PCA-1 (Yo), CRMP5 (CV2), Amphiphysin, Ma-2 (Ta) és neurológiai GAD

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvalitatív: negatív, pozitív

Ser/039: Interferon Gamma Release Assay (IGRA), Quantiferon, TSPOT

Klinikai alkalmazhatóság: Látens *M. tuberculosis* komplex fertőzés kimutatása

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

normál és patológiás humán szérumból

Mintaküldés: 2 minta szett:

- NiL, TB1/TB2 antigénekkal és mitogénnel vagy
- 2 mintát tartalmazó előinkubált mikrotiter strip

Az IGRA Quantiferon és az IGRA TSPOT minták külön-külön rendelhetőek meg!

A mintaküldés kapcsolódik a NEQAS weboldalán található Interpretative EQA Scheme (iEQA) esetekhez.

A program tartalma:

gamma-interferon szint mérése

Eredményközlés:

kvantitatív: IU/mL vagy T-spot szám, klinikai és technikai értékelés

kvalitatív: negatív, pozitív, határérték

Ser/047: Diabétesz markerek

Klinikai alkalmazhatóság: Az I. típusú cukorbetegség klinikai diagnosztikájának támogatása

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumból minta

A program tartalma:

szigetsejt (ICA), glutaminsav-dekarboxiláz (GAD), tirozin foszfatáz (IA2), inzulin elleni antitest (IA), cink-transzporter 8 elleni antitest (ZnT8), diabétesz marker autoantitest szűrés

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: szigetsejt: kvalitatív (titer) vagy U/mL, GAD: U/mL, IA2: U/mL, IA: U/mL % Binding, ZnT8: U/mL, diabétesz marker autoantitest szűrés: U/mL

Ser/050: Gangliozyd antitestek**Klinikai alkalmazhatóság:**

Neuropátiás szindrómák diagnosztizálása

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: IgG, IgM, IgG/IgM: GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvantitatív: titer

Ser/054: Autoimmun myositis autoantitestjei**Klinikai alkalmazhatóság:**

autoimmun betegség diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: Jo-1, PL-7, PL-12, PM-SCL100, Mi-2, SRP és ANA

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvalitatív és kvantitatív eredmény a Jo-1, PL-7, PL-12, PM-SCL100, Mi-2, SRP, ANA antitestekre, valamint indirekt immun-fluoreszcenciás mintázat Hep-2 sejten

Ser/055: Foszfolipáz A2 receptor elleni antitestek**Klinikai alkalmazhatóság:**

Primer (idiopathiás) membranózus nefropátia

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: PLA2R

Eredményközlés: mg/L

Ser/057: Myelin asszociált glikoprotein IgM antitestek (MAG)

Klinikai alkalmazhatóság: IgM anti - MAG szenzomotoros neuropathiákban és IgM paraproteinhez társuló neuropathiákban.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: MAG

Eredményközlés: kvalitatív és kvantitatív

Allergia és immunhiányos állapotok paramétereinek körvizsgálatai**Ser/016: Gomba ellenes antitestek****Klinikai alkalmazhatóság:**

Allergiás alveolitist és III. típusú hyperszenzitivitási reakciót okozó betegségek diagnosztizálása és monitorizálása: Aspergillus és Candida által kiváltotta tüdőbetegségek okainak vizsgálata.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: gomba antigének elleni antitestek: Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Micropolyspora faeni

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvalitatív, kvantitatív

Ser/017: Allergiás alveolitis, farmertüdő kórokozóinak antitestjei

Klinikai alkalmazhatóság:

Allergiás alveolitist és III. típusú hyperszenzitivitási reakciót okozó betegségek diagnosztizálása és monitorizálása: madarakból származó anyagok kiváltotta tüdőbetegségek, farmertüdő lehetséges okainak vizsgálata.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: madarakból származó antigének elleni antitestek: galamb és törpepapagáj szérumszám, toll, ürülék vagy ezek keveréke.

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: kvalitatív, kvantitatív

Ser/018: IgG alosztályok

Klinikai alkalmazhatóság: antitest hiányos állapotok és IgG4-hez köthető betegség diagnosztikája.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma:

Total IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Eredményközlés: g/L

Ser/031: Total IgE

Klinikai alkalmazhatóság: allergiás megbetegedések diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: összes IgE (U/mL)

Eredményközlés: kU/L

Ser/040: Triptáz

Klinikai alkalmazhatóság: A szérumszám triptáz szint az allergiás reakció mechanizmusát és súlyosságát tükrözi. A szérumszám triptáz mérése hasznos lehet mastocytosis és akut allergiás reakció gyanújakor.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: Triptáz

Eredményközlés: µg/L

Ser/043: Tetanus elleni antitestek

Klinikai alkalmazhatóság: Antitesthiánnyal járó betegségek diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma: Tetanus elleni antitestek

Eredményközlés: IU/mL

Ser/044: Haemophilus influenzae (HiB) elleni antitestek

Klinikai alkalmazhatóság: Antitesthiánnyal járó betegségek diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám minták

A program tartalma:

Haemophilus influenzae (HiB) elleni antitestek

Eredményközlés: mg/L

Ser/045: Pneumococcus elleni antitestek

Klinikai alkalmazhatóság: Antitesthiánnyal járó betegségek diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérums minta

A program tartalma:

Pneumococcus elleni antitestek

Eredményközlés: mg/mL

Speciális immunkémiai körvizsgálatok**Ser/013: β 2-mikroglobulin****Klinikai alkalmazhatóság:**

B-sejtes rosszindulatú daganatos betegségek diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérums minta

A program tartalma: β 2-mikroglobulin

Eredményközlés: mg/L

Ser/019: Monoklonális protein**Klinikai alkalmazhatóság:**

Monoklonális gammopátia diagnosztikája szérumból és vizeletből

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 1 db normál és patológiás folyékony szérums minta és 1 db normál és patológiás folyékony humán vizelet minta

A két minta nem feltétlenül ugyanattól a betegtől származik.

A program tartalma:

szérums: összfehérje, albumin, IgG, IgA, IgM, szabad könnyűlánc (kappa és lambda, valamint kappa/lambda arány) monoklonális fehérje komponens

vizelet: összfehérje, monoklonális komponens, szabad könnyűlánc (kappa és lambda, valamint kappa/lambda arány)

Eredményközlés:

Nehéz és könnyű lánc izotípusa a monoklonális fehérje koncentrációjával együtt: g/L

Szérums szabad könnyű láncok: mg/L

Ser/024: Neuron specifikus enoláz (NSE)

Klinikai alkalmazhatóság: Rosszindulatú daganatos betegségek diagnosztikája és kezelése

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérums minta

A program tartalma:

Neuron specifikus enoláz (NSE)

Eredményközlés: μ g/L

Ser/033: C1-észteráz-inhibitor antigén és funkció**Klinikai alkalmazhatóság:**

Örökletes Angioödéma diagnosztikája és a komplement aktiváció monitorizálása

Mintaküldés gyakorisága: évente 4x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérums minta

A program tartalma: C1-észteráz-inhibitor antigén koncentráció és funkció; komplement C3 és C4 antigén koncentráció, C1-észteráz-inhibitor szint értelmezése

Eredményközlés:

g/L, funkcionális aktivitás (%)

Ser/037: Alfa 1 Antitripszin fenotípus azonosítás**Klinikai alkalmazhatóság:**

Alfa 1 antitripszin (AAT) csökkent mennyisége fontos lehet a krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD), az emphysema, az újszülöttkori és felnőtt májbetegségek diagnosztikájában. Minden csökkent AAT szinttel járó kórképben fontos az AAT genetikai előfordulásának meghatározása (PI

fenotipizálás). A PI fenotipizálás elvégzése szükséges minden gyermekkorú májbetegségben, az AAT szinttől függetlenül is.

Mintaküldés gyakorisága: évente 4x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám

A program tartalma:

Alfa 1 Antitripszin, PI fenotípus

Egyéb információk:

Az éves kiküldés során nem biztos, hogy valamennyi felsorolt autoantitest előfordul.

Eredményközlés: g/L

Ser/056: Alkalikus foszfatáz (ALP) izoenzim

Klinikai alkalmazhatóság:

Az alkalikus foszfatáz (ALP) izoenzim típusának azonosítása a szérumban, emelkedett ALP szöveti forrásának meghatározására.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám

A program tartalma:

ALP izoenzim, beleértve a máj, csont, bél és placenta izoenzimet.

Eredményközlés:

Kvalitatív, kvantitatív, válaszok a domináns és másodlagos ALP izoenzimre vonatkozóan, valamint az eredmények értelmezése kódolt megjegyzésekkel.

Ser/049: Chromogranin A (PILOT)

Klinikai alkalmazhatóság: Rosszindulatú betegség diagnosztizálása és kezelése.

Mintaküldés gyakorisága: évente 6x

Körvizsgálati minták: alkalmanként 2-2 db normál és patológiás folyékony humán szérumszám

A program tartalma: Chromogranin A

Eredményközlés: ng/mL és nmol/L

Ser/052: Cryoglobulin (virtuális esettel) (PILOT)

Klinikai alkalmazhatóság:

cryoglobulinaemia diagnosztikája

Mintaküldés gyakorisága: évente 4x

Körvizsgálati minták:

alkalmanként 1-1 virtuális eset

A program tartalma: Cryoglobulin kimutatása és tipizálása. Virtuális eset leírás szérumszám képpel, klinikai esetleírással, laboratóriumi eredményekkel és teszt protokollal.

A megadott információkkal és képekkel minden résztvevő eldöntheti saját kivizsgálási és laboratóriumi protokollját. Tartalmazza cryoglobulin jelenlétének és tipizálásának kimutatását is.

iEQA: Interpretatív EQA

Az iEQA rendszer egy online multidiszciplináris oktatási program, amely a következőket biztosítja:

- Web alapú oktatási rendszer, amely valós idejű jártasságot tesztl.
- Jelenleg több mint 230 eset áll rendelkezésre a rendszerben, rendszeresen új esetek kerülnek a programba.
- Az iEQA rendszer az IBMS és a Royal College of Pathologists CPD-nyilvántartásában szerepel; CPD akkreditációval rendelkezik.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára a klinikai és tudományos értelmezési készségek reflektív gyakorlását.
- Az esetek között szerepelnek vizsgálati eredmények, szkennelések, röntgenfelvételek, képek, mintainformációk és klinikai kórtörténet.
- Képzési forrásként használható a klinikai vagy laboratóriumi gyakorlatban.
- Kiterjesztett klinikai részleteket tartalmaznak a NEQAS programjaihoz kapcsolódóan.
- Minden egyes eset annyiszor tekinthető meg az 1 éves regisztráció során, ahányszor csak szükségesnek tartja a résztvevő, az esetek befejezésének nincs határideje.

A regisztráció alapvetően egyetlen résztvevőre vonatkozik, de mód van a laboratóriumból 5, illetve 10 fő regisztrációjára is.

Hematológia

214i. Immunfenotipizálás 02 (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db, csontvelő vagy vérkenetet tartalmazó minta leukémia vagy lymphoma sejtekkel

A program tartalma:

Leukémia/lymphoma immunfenotipizálás
Vérképzőszervi Neoplázia immunfenotipizálása

Egyéb információk: A mintaküldés közvetlen szállítással történik az INSTAND részéről.

217i. Ős/Progenitor sejtek (CD 34) (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 2 db teljes vér minta

A program tartalma: CD34+ őse- és progenitor sejtek áramlási citometriás meghatározása és életképesség mérése

Egyéb információk: A mintaküldés közvetlen szállítással történik az INSTAND részéről.

Immunológia

245i. Komplement analízis 01 – Auto-anti-C1q (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 100 ul szérum

Paraméterek:

Auto-anti C1q (IgG), Auto-anti C1q (IgG) (kvalitatív)

246i. Komplement analízis 02 – Funkciók és fehérjék (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 1 ml liofilizált szérum

Paraméterek:

Alternatív útvonal, C1 inhibitor: aktivitás, C1 inhibitor: fehérje, C1q, C3, C4, Klasszikus útvonal, H-faktor, I-faktor, Lektin útvonal

Klinikai kémia

102i. Kapilláris zóna elektroforézis (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db folyékony szérum minta

Paraméterek: Albumin (elektroforetikus), α 1-globulinok, α 2-globulinok, β -globulinok, γ -globulinok

120i. Szárazkémia-Reflotron (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db liofilizált szérum/plazma minta

Paraméterek:

Alkalikus foszfatáz, α -amiláz, bilirubin, CK, γ -GT, glükóz, GOT/ASAT, GPT/ALAT, HDL-koleszterin, Húgysav, Kálium, Karbamid, Koleszterin, Kreatinin, Pankreász amiláz, Trigliceridek

175i. Vizelet kémia, biogén aminok (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db, egyenként 8 ml liofilizált vizelet minta

Paraméterek:

Dopamin, Epinefrin/Adrenalin, Homovanillinsav, Metanefrin, Norepinefrin/Noradrenalin, Normetanefrin, Szerotonin, Vanillin-mandulasav, 3-metoxi-tiromin, 5-hidroxi-indolecetsav

181i. Fotométer kontroll (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db K-pikrát oldat

Paraméterek:

hullámhossz: 334, 340, 365, 405, 436 nm

185i. Biogén aminok a plazmában (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db minta, 5 ml liofilizált plazma

Paraméterek:

3-Methoxytyramin, Dopamin, Epinefrin, Metanefrin, Norepinefrin, Normetanefrin, Szerotonin

191i. Antikonvulzív szerek 01 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db minta, 3 ml liofilizált szérum

Paraméterek:

Lamotrigine, Levetiracetam, Sulthiame

195i. Terápiás gyógyszer-ellenőrzés (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db minta, 5 ml liofilizált szérum

Paraméterek:

Karbamacepin, Digoxin, Ethosuximid, Lítium, Fenobarbitál, Fenitoin, Primidon, Teofillin, Valproinsav

197i. Gyógyszerek II. (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált szérum minta

Paraméterek:

Amikacin, Digitoxin, Gentamicin, Metotrexát, Tobramicin, Vankomicin

198i. Gombaölő szerek és klóramfenikol (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db minta, 5 ml liofilizált szérum (+2 db 3 ml antibiotikum)

Paraméterek:

Klóramfenikol, Flukonazol, Flucitozin, Posakonazol, Vorikonazol

205i. Nyomelemek (vizeletből) (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 10 ml liofilizált vizelet minta

Paraméterek:

Alumínium, Arzén, Cink, Fluorid, Higany (szer-
vetlen), Jód, Kadmium, Kobalt, Króm, Mangán,
Nikkel, Ólom, Réz, Szelén, Vas

206i. Nyomelemek (plazmából) (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált plazma minta

Paraméterek:

Alumínium, Arany, Arzén, Cink, Fluorid, Jód,
Kadmium, Kobalt, Króm, Mangán, Nikkel,
Platina, Réz, Szelén, Vas

208i. Nyomelemek (teljes vérből) (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált teljes vér minta

Paraméterek: Antimon, Arzén, Cink, Higany,
Kadmium, Kobalt, Króm, Magnézium, Mangán,
Nikkel, Ólom, Szelén

242i. Plazmafehérjék-Cisztatin C (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 2 db szérum minta

Paraméterek: Cisztatin C

290i. Vitaminok (szérum) (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml liofilizált szérum minta

Paraméterek: A vitamin (retinol), B1 vitamin
(tiamin), B2 vitamin (riboflavin), B5 vitamin
(pantoténsav), B6 vitamin (pyridoxal-5-foszfát),
B12 vitamin (kobalamin), 25-OH-D vitamin,
1,25-(OH)²-D vitamin, E Vitamin (tokoferol),
fólsav, holotranscobalamin, H vitamin (biotin)

**291i. Vitaminok 02 (Teljes vér)
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 2 ml liofilizált hemolizátum

Paraméterek:

Flavin adenin dinukleotid (FAD), Flavin mononukleotid (FMN), Piridoxal-5-foszfát (B6 vitamin), Riboflavin (B2 vitamin), Thiamin (B1 vitamin), Thiaminpyrofoszfát (TPP)

**296i. Vitaminok 03 - C Vitamin
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 0,5 ml liofilizált plazma

Paraméterek:

C-vitamin

**298i. Mellékvese/Agyalapi mirigy
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 3 vagy 5 ml liofilizált szérum/plazma

Paraméterek:

1-39 ACTH, DHEA, DHEA-S, HGH Prolaktin (3.IS)

**302i. Szteroid hormonok, pajzsmirigy
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db minta, 2 ml folyékony szérum

Paraméterek:

17-béta-Ösztadiol, Kortizol, Progeszteron, T3 total, T4 total, TSH, Tesztoszteron, Szabad T3, Szabad T4

304i. Aldoszteron (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db szérum minta

Paraméterek:

Aldoszteron

309i. Virilizáció (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db szérum minta

Paraméterek:

17-Hidroxi-progeszteron, Androsztendion

**466i. Cerebrospinalis folyadék analízis 06
- Demencia markerek (INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

1 db 1 ml CSF minta

Paraméterek:

Amiloid β peptid 40 (A β 40), Amiloid β peptid (A β 42), Amiloid β peptid arány (A β 42/40), FoszfóTau fehérje (pTau), Össz Tau fehérje (Tau)

**502i. Hemosztázis 22 - Dabigatran
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db 1ml liofilizált plazma

Paraméterek:

Dabigatran

**503i. Hemosztázis 23 - Rivaroxaban
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db 1ml liofilizált plazma

Paraméterek:

Rivaroxaban

**504i. Hemosztázis 25 - Apixaban
(INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db 1ml liofilizált plazma

Paraméterek:

Apixaban

**505i. Hemosztázis 32 - Edoxaban
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db 1ml liofilizált plazma

Paraméterek: Edoxaban

550i. Vesekeő analízis (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 2 db porított minta

A program tartalma: vesekeő komponensek

601i. Immunszuppresszánsok (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

4 db liofilizált teljes vér minta

Paraméterek:

Ciklosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus

**751i. Alkohol kimutatása vizeletből
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 1 ml liofilizált vizelet minta

Paraméterek: Ethylglucuronid

**860i. Pszichoterápiás gyógyszerek 01
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml szérúm minta

Paraméterek:

10-OH-karbamazepin, Aripiprazol, Citalopram, Lamotrigín, O-dezmetil-venlafaxin, Perazin, Quetiapin, Venlafaxin

**861i. Pszichoterápiás gyógyszerek 02
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml szérúm minta

Paraméterek:

Amisulprid, Escitalopram, Mirtazapine, O-Dezmetilvenlafaxin, Quetiapin, Venlafaxin

**862i. Pszichoterápiás gyógyszerek 03
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 5 ml szérúm minta

Paraméterek:

9-OH-Risperidon / Paliperidone, Clozapin, Duloxetin, Haloperidol, N-Dezmetilclozapin, Olanzapin, Quetiapin, Risperidon, Ziprasidon

872i. Antikonvulzív szerek 04 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2,5 ml liofilizált szérúm minta

Paraméterek:

Gabapentin, Pregabalin, Tiagabin, Topiramate, Vigabatrin, Zonisamide

873i. Antipszichotikumok 02 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2,5 ml liofilizált szérúm minta

Paraméterek:

Amisulprid, Dezmetil-sertralín, Fluvoxamin, Levomepromazin, Pipamperon, Reboxetin, Szertralín, Ziprazidon

874i. Antipszichotikumok 03 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2,5 ml liofilizált szérúm minta

Paraméterek:

Dezmetil-Fluoxetin, Fluoxetin, Mianszerin, Perazin

875i. Antipszichotikumok 04 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 2,5 ml liofilizált szérúm minta

Paraméterek:

Klóroprotixén, Dezmetil-olanzapin, Olanzapin, Paroxetin

877i. Benzodiazepánok 02 (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db, egyenként 2,5 ml liofilizált szérumszám

Paraméterek:

Clonazepam, Flunitrazepam, Flurozepam, Nitrazepam, Temazepam

890i. Antibakteriális szerek 02 (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db, egyenként 1 ml liofilizált szérumszám

Paraméterek:

Ampicilin, Cefepim, Ceftazidim, Linezolid, Meropenem, Piperacilin, Szulbaktam, Tazobaktam

Mikrobiológia**Baktérium nukleinsav meghatározás****536i. Baktérium nukleinsav meghatározás: *Legionella pneumophila* (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag, 4 db egyenként 0,3 ml liofilizált minta

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása *Legionella pneumophila*-DNS-re.

540i. Baktérium nukleinsav meghatározás: *Chlamydia pneumoniae* (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag, 4 db egyenként 1 ml liofilizált minta

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása *Chlamydia pneumoniae*-DNS-re.

541i. Baktérium nukleinsav meghatározás: *Mycoplasma pneumoniae* (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag, 4 db egyenként 0,3 ml liofilizált minta

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása *Mycoplasma pneumoniae*-DNS-re.

Parazitológia**451i. Mikroszkópos parazitológia-széket (INSTAND)****Körvizsgálati minták:**

2 db széklet szuszpenzió vagy széklet kenet

A program tartalma: parazita vizsgálat székletből

456i. Mikroszkópos parazitológia-vér (INSTAND)**Körvizsgálati minták:**

2 db vékony és/vagy vastag vérkenet

A program tartalma: parazita vizsgálat vérből

Tuberkulózis diagnosztika**421i. Mikobakteriológia 01 - Mikroszkópia (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 6 db fixált, festetlen kenet

A program tartalma:

Saválló baktérium kimutatása mikroszkóppal.

422i. Mikobakteriológia 02 - tenyésztés (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 5 db minta tenyésztésre

A program tartalma:

Minták előkezelése, tenyésztése, mycobaktériumok kimutatása, M. tuberculosis komplex és NTM azonosítása, identifikálása.

424i. Mikobakteriológia 04 - NAT (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

5 db minta, mely élő kórokozót tartalmazhat

A program tartalma:

M. tuberculosis komplex kimutatása direkt nukleinsav amplifikációval.

425i. Mikobakteriológia 05 - érzékenység (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

5 db M. tuberculosis törzs

A program tartalma:

M. tuberculosis törzsek antituberkulotikum érzékenységi vizsgálata.

Vírus diagnosztika

Vírus nukleinsav meghatározás

340i. Vírus nukleinsav meghatározás: Koronavírusok (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag, 6 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása SARS-CoV-2 RNS, MERS-CoV-2 RNS és más humán koronavírus RNS meghatározására.

359i. Vírus nukleinsav meghatározás: Respiratórikus szinciciális vírus (RSV) (antigén/genom) (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag, 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása **RSV nukleinsav** és **RSV antigén** meghatározására

360i. Vírus nukleinsav meghatározás: HIV-1 (RNS) Program 1 (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag, 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazma

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása HIV-1 (RNS) nukleinsav meghatározására.

363i. Vírus nukleinsav meghatározás: Herpes simplex (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag, 6 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazmát vagy sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása HSV 1 és HSV 2 nukleinsav meghatározására.

365i. Vírus nukleinsav meghatározás: Cytomegalovírus (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag, 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazmát vagy sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása CMV nukleinsav meghatározására.

366i. Vírus nukleinsav meghatározás: Varicella-zoster (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag, 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazmát vagy sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma: PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása Varicella-zoster nukleinsav meghatározására.

**367i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Parvovírus B19 (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazmát tartalmaz

A program tartalma: PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása parvovírus B19 nukleinsav meghatározására.

**370i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Influenza A és B vírus, benne
madárinfluenza A vírusok (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag 6 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot vagy allantois folyadékot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása Influenza A és B vírus nukleinsav és antigén meghatározására.
Esetenként szezonális és madárinfluenza A vírusokat is tartalmaz.

**371i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Adenovírusok (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása adenovírus nukleinsav meghatározására.

**372i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Enterovírusok (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása enterovírus nukleinsav meghatározására.

**375i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Hepatitis C vírus geno-, szubtypusok
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

3-4 db egyenként 1,1 ml liofilizált szérum vagy plazma

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása HCV geno- és szubtypusainak megkülönböztetésére.

**376i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Epstein-Barr vírus (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátumot tartalmaz

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása Epstein-Barr vírus nukleinsav meghatározására.

**377i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Hepatitis A vírus (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált plazma

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása HAV nukleinsav meghatározására.

**380i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Hepatitis E vírus (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált szérum, plazma vagy széket szuszpenzió

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása HEV nukleinsav meghatározására.

**405i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Human herpesvírus 6 (HHV-6) (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 1 mintacsomag 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátum

A program tartalma: PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása humán herpesvírus 6 (HHV-6) nukleinsav meghatározására.

**431i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Légúti víruspanel multiplex tesztekhez
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátum

A program tartalma:

Légúti adeno, boca, corona, entero, humán metapneumo, humán rhino, influenza A és B, madárinfluenza A, parecho, parainfluenza és RSV vírusok egyidejű kimutatása Polimeráz lánc reakció (PCR) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) segítségével.

Ez a program a jelenleg terjedő vírusvariánsokkal készül. Egyes minták tartalmazhatnak inaktív madárinfluenza vírust.

A RiliBÄK követelményeit (a Német Orvosi Szövetség irányelvei az orvosi laboratóriumok minőségbiztosításáról) kell figyelembe venni a fent említett patogének vizsgálatánál.

Ez az EQA körvizsgálat mindegyik fent említett patogént tartalmazni fogja legalább egyszer egy évben. Ajánlott részt venni mindkét körben.

Figyelem: Multiplex tesztek által közölt eredmények lesznek csak elfogadva.

A multiplex EQA program nem megfelelő a „singleplex” PCR-ekhez, antigén detekciós tesztekhez, szenzitivitás vizsgálathoz és tipizáláshoz. Erre a célra ajánljuk a megfelelő vírusokhoz tartozó EQA körvizsgálatokat.

**433i. Vírus nukleinsav meghatározás:
Vírusos Meningitis / Encephalitis panel
multiplex tesztekhez (INSTAND)**

Körvizsgálati minták: 4 db egyenként 1,1 ml liofilizált sejtkultúra lizátum

A program tartalma:

PCR (Polymerase Chain Reaction) és más nukleinsav amplifikációs technikák (NAT) alkalmazása adenovírusok, cytomegalovírusok, enterovírusok, Epstein Barr vírus, HSV-1, HSV-2, HHV6, parechovírus és varicella-zoster vírus egyidejű kvalitatív kimutatására.

A program kiegészülhet a jelenleg keringő vírusváltozatokkal és évente legalább egyszer tartalmazza a fent említett kórokozók mindegyikét.

Csak a Multiplex tesztekkel végzett eredmények kerülnek elfogadásra.

**410i. Vírus antigén kimutatás:
SARS-CoV-2 (Ag) (INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

5 db egyenként 0,5 ml sejtkultúra liofilizált felülúszója

A program tartalma:

A minták alkalmasak a SARS-CoV-2 antigén gyors tesztekkel és automatákkal történő kimutatására.

Vírus szerológia

**341i. Vírus szerológia: Rubeola vírus
(INSTAND)**

Körvizsgálati minták:

2 db, egyenként 0,8 ml szérum

Paraméterek:

Rubeola ellenanyag IgG, IgM, IgG-aviditás vizsgálat

342i. Vírus szerológia: Parvovírus B19 (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

4 db, egyenként 0,5 ml szérum/plazma minta

A program tartalma:

Anti-parvo B19-IgG, Anti-parvo B19-IgM, Anti-parvo B19-IgG aviditás

356i. Vírus szerológia: Mumpsz vírus (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2db, egyenként 0,5 ml szérum

Paraméterek: Mumpsz ellenanyag IgG, IgM, IgG-aviditás vizsgálat

357i. Vírus szerológia: Kanyaró vírus (INSTAND)

Körvizsgálati minták:

2db, egyenként 0,5 ml szérum

Paraméterek: Kanyaró ellenanyag IgG, IgM, IgG-aviditás vizsgálat

416i. Vírus szerológia: SARS-CoV-2 (Ab) (INSTAND)

Körvizsgálati minták: 4db, egyenként 0,5 ml valós beteg szérum vagy plazma

Paraméterek: Anti-SARS-CoV-2 total, Anti-SARS-CoV-2 IgG, Anti-SARS-CoV-2 IgG-aviditás, Anti-SARS-CoV-2 IgA, Anti-SARS-CoV-2 IgM, helyettesítő neutralizáló antitestek

PARAMÉTEREK LISTÁJA

Paraméter

Program - Oldal

1,25-(OH) ² -D vitamin	199 - 28. 293 - 28. 290i - 58.
3-metoxi-tiromin	175i - 57.
5-hidroxi-indolecetsav	175i - 57.
6-acetil-morfin	178 - 31.
10-OH-karbamazepin	860i - 60.
11-dezoxikortizol	196 - 27.
11-nor-delta-9-THC-karbonsav	178 - 31.
17α-hidroxiprogesztéron	196 - 27. 199 - 28. 309i - 59
25-OH-D vitamin	196 - 27. 199 - 28. 293 - 28. 290i - 58.
A vitamin (retinol)	290i - 58.
A1298C [rs1801133]	747 - 38.
Acarus (d70)	720 - 26.
Acetaminophen	196 - 27.
Acetilcolin receptor (ACR) elleni antitest	Ser/008 - 49.
ACTH	196 - 27. 298i - 59
Adenovírusok – nukleinsav meghatározás	371i - 63. 433i - 64.
Adrenalin/epinefrin	175i - 57.
AFP (alpha1-fetoprotein)	199 - 28. 292 - 28. 298 - 29.
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI)	221 - 34.
Albumin	1001 - 24. 100 - 25. 141 - 25. 241 - 28. 460 - 30. Ser/019 - 53.
Albumin (elektroforetikus)	1001 - 24. 100 - 25. 141 - 25. 102i - 57.
Alfa 1 Antitripszin fenotípus azonosítás	Ser/037 - 53.
Aldoszteron	196 - 27. 199 - 28.
Alkalikus foszfatáz	1001 - 24. 100 - 25. 120i - 57.
Alma (f49)	720 - 26.
Alumínium	205i - 58. 206i - 58
ALP izoenzimek	Ser/056 - 54.
Amfetamin	178 - 31.
AMH (Anti-Müllerian hormon)	199 - 28. 298 - 29.
Amikacin	195 - 27. 196 - 27. 197i - 58.
Ammónia	801 - 30.
Amphiphysine elleni autoantitestek	Ser/038 - 50.
ANA	251 - 46. Ser/003 - 48. Ser/005 - 48. Ser/054 - 51.
ANA (IgG) - IIFT	251 - 46.
ANCA	257 - 46. Ser/007 - 49.
Androsztendion	199 - 28. 309i - 59
ANNA 1 (Hu)	265 - 46. Ser/038 - 50.
ANNA 2 (Ri)	265 - 46. Ser/038 - 50.
Antibakteriális anyag jelenlétének kimut. vizeletből	415 - 40.
Anti-CMV IgG, IgM	351 - 42.
Anti-dsDNA	Ser/003 - 48. Ser/005 - 48.
Anti-EA (IgG, IgM)	352 - 42.
Anti-EBNA (IgG, IgM)	352 - 42.
Anti-ENA	251 - 46. Ser/005 - 48.
Anti-HAV total (IgG, IgM)	343 - 41.
Anti-HBc IgM	345 - 41.
Anti-HBcAg	344 - 41.
Anti-HBe	345 - 41.
Anti-HBsAg	344 - 41.
Anti-HCV	346 - 41.
Antihemofiliás globulin A (VIII. faktor)	224 - 35. 227 - 36.

Paraméter**Program - Oldal**

Antihemofiliás globulin B (IX. faktor)	224 - 35.
Anti-HEV IgG, IgM	348 - 42.
Anti-HSV1/2 IgG, IgM	354 - 42.
Anti-IIa (Dabigatran)	192 - 37. 502i - 59.
Antimon	208i - 58.
Anti-Müllerian hormon (AMH)	199 - 28. 298 - 29.
Antinukleáris antitest mintázat HEp-2 sejten	Ser/005 - 48.
Anti-PVB19 IgM és anti-PVB19 IgG	342i - 65.
Antitest azonosítás	231 - 34.
Antitest szűrővizsgálat	231 - 34.
Anti-TG (Anti-tireoglobulin)	199 - 28. 293 - 28. 295 - 29.
Anti-tireoglobulin (anti-TG)	199 - 28. 293 - 28. 295 - 29.
Anti-tireoperoxidáz (anti-TPO)	199 - 28. 293 - 28. 295 - 29.
Anti-TPO (Anti-tireoperoxidáz)	199 - 28. 293 - 28. 295 - 29.
Amisulprid	873i - 60.
Antitrombin III.	225 - 34. 225E - 35.
Anti-EBV (IgG, IgM)	352 - 42.
Anti-VCA IgG, IgM	352 - 42.
Anti-Xa (Apixaban)	191 - 36. 504i - 59.
Anti-Xa (Rivaroxaban)	190 - 36. 503i - 59.
APC rezisztencia	288 - 36.
Apolipoprotein A1	151 - 26. 1001 - 24.
Apolipoprotein B	151 - 26. 1001 - 24.
APTI ráta	221 - 34.
Aripiprazol	860i - 60.
Arzén	205i - 58. 206i - 58. 208i - 58.
Aspergillus elleni antitest	Ser/016 - 51.
AST	1001 - 24. 241 - 28.
Aszkorbinsav	171 - 30.
atípusos ANCA	257 - 46.
α -amiláz	1001 - 24. 100 - 25. 120i - 57. 173 - 31.
α -HBDH	1001 - 24. 100 - 25.
α 1-antitripszin	241 - 28. Ser/037 - 53.
α 1-fetoprotein (AFP)	199 - 28. 292 - 28. 298 - 29.
α 1-glikoprotein	241 - 28.
α 1-globulinok	102i - 57. 141 - 25.
α 2-globulinok	102i - 57. 141 - 25.
α 2-makroglobulin	241 - 28.
B1 vitamin (tiamin)	290i - 58.
B12 vitamin (kobalamin)	196 - 27. 199 - 28. 290i - 58.
B2 vitamin (riboflavin)	290i - 58.
B5 vitamin (pantoténsav)	290i - 58.
B6 vitamin (pyridoxal-5-foszfát)	290i - 58.
Baktérium törzsek azonosítása	411 - 39. 411i - 39. 413 - 39. 414 - 39. 418 - 40. 419 - 40.
Baktériumok az üledékben	171 - 30. 172 - 31.
Baktériumok kimutatása haemokultúrából	413 - 39.
Bakteriális enterális kórokozók kimutatása	418 - 40.
Bakteriális légúti kórokozók kimutatása	419 - 40.
Barbiturát-fenobarbitál	178 - 31.
Benzodiazepin-lorazepam	178 - 31.
Benzoilekgonin	178 - 31.
Bikarbonát	1001 - 24. 100 - 25.
Bilirubin (konjugált)/direkt	1001 - 24. 100 - 25.
Bilirubin (összes)	1001 - 24. 100 - 25. 110 - 25. 120i - 57. 171 - 30.
Biotin (H vitamin)	290i - 58.

Paraméter

B-limfocita
BNP
Borrelia burgdorferi ellenes antitestek
Bőr bazálmembrán elleni antitest
Bőr dezmoszóma (intercelluláris állomány) elleni antitest
Buprenorfin
Búzaliszt (f04)
Bükkfa (t05)

β-globulinok
β-HCG
β2-Glycoprotein (IgG, IgM, screen)
β2-mikroglobulin

C1-észteráz-inhibitor antigén koncentráció és funkció
C3 és C4 antigén koncentráció
C3 komplement
C4 komplement
C677T (A226V) [rs1801133]
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
c-ANCA elleni antitest
Candida elleni antitest
Cardiolipin IgG, IgM
Cardiolipin screen (IgG/IgA/IgM)
CCP (Ciklikus citrullinált peptid) – kvalitatív, kvantitatív
CD4 sejtek
CD8 sejtek
CEA
Centromer elleni antitest
Chlamydia pneumoniae - nukleinsav meghatározás
Chlamydia trachomatis - nukleinsav meghatározás
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek - IgA, IgG, IgM
Chromogranin A
Ciklosporin
Cilinderek az üledékben
Cink
Cink-transzporter 8 elleni antitest
Cisztatin C
Citalopram
Citrullinált peptidok
CK
CK-MB
CK-MB Mass
CK-összes
Cladosporium herbarum (m02)
CLMIA
Clostridium difficile GDH, toxin A és B kimutatása
CMV IgG aviditás
CMV - nukleinsav meghatározás
Coeliakia-specifikus antitestek
COHb frakció
Conidiumos gomba (m06)
Cöruoplazmin
C-Peptid

Program - Oldal

213 - 33.
760 - 27. | 762 - 32.
332 - 40.
Ser/009 - 49.
Ser/009 - 49.
178 - 31.
720 - 26.
720 - 26.

102i - 57. | 141 - 25.
196 - 27. | 199 - 28. | 292 - 28.
275 - 47. | Ser/006 - 49.
199 - 28. | 241 - 28. | 292 - 28. | Ser/013 - 53.

Ser/033 - 53.
Ser/033 - 53.
241 - 28.
241 - 28.
747 - 38.
199 - 28. | 292 - 28.
199 - 28. | 292 - 28.
199 - 28. | 292 - 28.
292 - 28.
257 - 46. | Ser/007 - 49.
Ser/016 - 51.
275 - 47. | Ser/006 - 49.
275 - 47. | Ser/006 - 49.
273 - 47.
213 - 33.
213 - 33.
199 - 28. | 292 - 28.
251 - 46. | Ser/005 - 48.
540i - 61.
530 - 37.
314 - 40.
Ser/049 - 54.
195 - 27. | 601i - 60.
171 - 30. | 172 - 31.
205i - 58. | 206i - 58. | 208i - 58.
Ser/047 - 50.
242i - 58.
860i - 60.
273 - 47. | Ser/036 - 50.
1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57.
199 - 28. | 760 - 27. | 762 - 32.
199 - 28. | 760 - 27. | 762 - 32.
760 - 27.
720 - 26.
311 - 43.
328 - 32.
351 - 42.
365i - 62.
271 - 47. | Ser/010 - 49.
162 - 27.
720 - 26.
241 - 28.
196 - 27. | 199 - 28. | 293 - 28.

Paraméter**Program - Oldal**

C-reaktív protein (CRP)	1001 - 24. 244 - 27. 241 - 28. 322 - 29. 326 - 32. 762 - 32.
CRMP5 (CV2)	Ser/038 - 50.
CRP (ultraszenzitív, hs)	244 - 27. 762 - 32.
Cryoglobulin	Ser/052 - 54.
Ctx (CrossLaps)	302 - 29.
CYFRA 21-1	292 - 28.
Cytomegalovírus - nukleinsav meghatározás	365i - 62. 433i - 64.
Cytomegalovírus elleni antitestek	351 - 42. 3100 - 44.
CSF-albumin	460 - 30.
CSF-glükóz	460 - 30.
CSF-IgA, IgG, IgM	460 - 30.
CSF-laktát	460 - 30.
CSF-összfehérje	460 - 30.
Csomós ebír (g03)	720 - 26.
Csont-specifikus alkalikus foszfatáz szérum (BAP)	302 - 29.
D vitamin: 25-OH-D vitamin	196 - 27. 290i - 58. 293 - 28.
D vitamin: 1,25-(OH)2-D vitamin	290i - 58. 293 - 28.
Darázs (i03)	720 - 26.
D-Dimer	762 - 32. 226 - 34.
Deamidált gliadin IgA, IgG elleni antitest	271 - 47.
Deamidált gliadin peptid (DGP)	Ser/010 - 49.
Dermatophag. farinae atka (d02)	720 - 26.
Dermatophag. pteronyssinus (d01)	720 - 26.
Dezipramin	196 - 27.
Dezmetil-fluoxetin	874i - 60.
Dezmetil-olanzapin	875i - 60.
Dezmetil-sertralín	873i - 60.
DHEA	196 - 27. 298i - 59.
DHEA-S	196 - 27. 199 - 28. 298i - 59.
Diabétesz markerek	Ser/047 - 50.
Digitoxin	197i - 58.
Digoxin	195 - 27. 196 - 27. 199 - 28.
Dió (f16)	720 - 26.
Direkt Coombs-teszt	231 - 34.
Disialo-gangliozid elleni antitest (GD1a, GD1b)	Ser/050 - 51.
Dopamin	175i - 57.
Ds-DNA elleni antitest	251 - 46. Ser/003 - 48. Ser/005 - 48.
dTT	192 - 37.
E vitamin (tokoferol)	290i - 58.
EBV - nukleinsav meghatározás	376i - 63.
EDDP	178 - 31.
Edoxaban	505i - 60.
Égerfa pollen (t02)	720 - 26.
eGFR	100eGFR - 25.
Elastáz	130 - 25.
ENA screen	251 - 46.
Endomysium	271 - 47. Ser/010 - 49.
Enterális kórokozók kimutatása	418 - 40.
Enterovírusok – nukleinsav meghatározás	372i - 63. 433i - 64.
Eper (f44)	720 - 26.
Epesavak	100 - 25.
Epinefrin/adrenalin	175i - 57.
EPO	199 - 28.

Paraméter

Epstein-Barr vírus - nukleinsav meghatározás
 Epstein-Barr vírus elleni antitestek
 Eredmények interpretálása
 "
 "
 "
 Etanol
 Ethylglucuronid
 Etosuximid
 Everolimus
 Extrahálható nukleális antigének (ENA) elleni autoantitestek

 Fajsúly
 Fehérje
 Fehérje, összes
 Fehérvérsejt
 Fehérvérsejt alakok %-ban
 Fehérvérsejt morfológia
 Fehérvérsejtek az üledékben
 Fehérvérsejtszám
 Fenciklidin
 Fenitoin
 Fenobarbitál
 Fentanil
 Ferritin
 Fibrinogén
 Ficus benjamina (k81)
 Fluorid
 Fluoxetin
 Fluvoxamin
 Fólsav
 Foszfát (szervetlen)
 Foszfadil-szerin elleni IgG antitest
 Foszfolipáz A2 receptor elleni antitest
 Foszfolipidek
 Földimogyoró (f13)
 Fruktózamin
 FSH
 FT3
 FT4
 FTA-Abs
 Funkcionális APC rezisztencia
 FV R534Q [rs6025]

 G20210A [rs1799963] mutáció
 GAD elleni autoantitestek
 Gammopátiák
 Ganglizoidok elleni antitestek
 Garnélarák (f24)
 Gasztrin
 GBM elleni antitest
 GD1a, GD1b (Disialo-gangliozid elleni antitest)
 Gentamicin
 GLDH
 Gliadin IgA, IgG antitest
 Glomeruláris bazálmembrán (GBM)

Program - Oldal

376i - 63. | 433i - 64.
 352 - 42. | 3100 - 44.
 171 - 30. | 178 - 31. | 251-275 - 46-47. | 295 - 29.
 320-323 - 29-30. | 460 - 30. | 314 - 40. | 332 - 40.
 334 - 41. | 342i - 65. | 343-354 - 41-42. | 311 - 43.
 3100 - 44. | 452 - 44. | 536i - 61. | 541i - 61.
 700 - 30.
 751i - 60.
 195 - 27.
 601i - 60.
 251 - 46. | Ser/005 - 48.

 171 - 30.
 171 - 30. | 173 - 31.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 141 - 25. | 460 - 30.
 171 - 30.
 212 - 33. | 613 - 33.
 212 - 33.
 171 - 30. | 172 - 31.
 211 - 32. | 613 - 33. | 213 - 33.
 178 - 31.
 195 - 27. | 196 - 27.
 195 - 27. | 196 - 27.
 178 - 31.
 196 - 27. | 199 - 28. | 241 - 28.
 222 - 34.
 720 - 26.
 205i - 58. | 206i - 58.
 874i - 60.
 873i - 60.
 199 - 28. | 290i - 58.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 173 - 31.
 Ser/006 - 49.
 Ser/055 - 51.
 151 - 26.
 720 - 26.
 146 - 26.
 196 - 27. | 199 - 28.
 294 - 29.
 294 - 29.
 311 - 43.
 288 - 36.
 740 - 38.

 746 - 38.
 Ser/038 - 50. | Ser/047 - 50.
 243 - 28.
 Ser/050 - 51.
 720 - 26.
 196 - 27.
 253 - 46. | Ser/007 - 49.
 Ser/050 - 51.
 195 - 27. | 196 - 27. | 197i - 58.
 1001 - 24. | 100 - 25.
 271 - 47. | Ser/010 - 49.
 253 - 46. | Ser/007 - 49.

Paraméter

Glutaminsav-dekarboxiláz (GAD)
 Glükóz
 "GM1, GM2 (Monosialo-gangliozid elleni antitest)
 Gomba antigének elleni antitestek
 Gomba törzsek azonosítása
 GOT/ASAT
 GPT/ALAT
 GQ1b (Quadrosialo-gangliozid elleni antitest)
 Gyomor parietális sejt elleni antitest

 γ globulinok
 γ GT

 H vitamin (biotin)
 Haemophilus influenzae elleni antitestek
 Hagemann (XII. faktor)
 Haptoglobin
 Házi por (h01)
 Háziporátka (d01)
 HBsAg
 HBeAg
 HCG (össz)
 HCG (össz+β)
 HDL-Koleszterin
 HE4 (Human epididymis protein 4)
 Helicobacter pylori antigén kimutatása
 Helicobacter pylori elleni antitestek
 Hematokrit (automata)
 Hematokrit (centrifugált)
 Hemoglobin
 Hemoglobin A1
 Hemoglobin A1C
 Hemopexin
 Hepatitis A elleni antitestek
 Hepatitis A - nukleinsav meghatározás
 Hepatitis B - nukleinsav meghatározás
 Hepatitis C - nukleinsav meghatározás
 Hepatitis E - nukleinsav meghatározás
 HER2
 Herpes simplex vírus - nukleinsav meghatározás
 Herpes simplex vírus elleni antitestek
 Heterophil antitestek (Paul Bunnel)
 HGH
 HHV6 - nukleinsav meghatározás
 Higany (szervetlen)
 HIL index
 HIV 1/2 antitestek és antigének kimutatása
 HIV 1 (RNS) nukleinsav meghatározás
 HLA-B27 meghatározás
 Holotranscobalamin
 Hólyagos bőrbetegségek antitestjei
 Homocisztein
 Homovanillinsav
 HPV - nukleinsav meghatározás
 hsCRP

Program - Oldal

Ser/038 - 50. | Ser/047 - 50.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 161 - 31.
 171 - 30. | 173 - 31. | 460 - 30. | 800 - 32.
 Ser/050 - 51.
 Ser/016 - 51.
 412 - 43. | 4121 - 43.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57.
 Ser/050 - 51.
 Ser/004 - 49. | Ser/034 - 50.

 1001 - 24. | 100 - 25. | 141 - 25. | 102i - 57.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57.

 290i - 58.
 Ser/044 - 52.
 224 - 35.
 241 - 28.
 720 - 26.
 720 - 26.
 345 - 41.
 344 - 41.
 196 - 27. | 199 - 28. | 292 - 28. | 298 - 29. | 171 - 30.
 196 - 27. | 292 - 28.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 151 - 26.
 199 - 28. | 292 - 28.
 327 - 32.
 334 - 41.
 211 - 32. | 613 - 33.
 211 - 32.
 131 - 25. | 211 - 32. | 613 - 33.
 145 - 26.
 145 - 26. | 147 - 31.
 241 - 28.
 343 - 41.
 377i - 63.
 361 - 37.
 362 - 37. | 375i - 63.
 380i - 63.
 292 - 28.
 363i - 62. | 433i - 64.
 354 - 42.
 352 - 42.
 196 - 27. | 199 - 28. | 298i - 59.
 433i - 64.
 205i - 58. | 208i - 58.
 901 - 24.
 335 - 41.
 360i - 62.
 440i - 56.
 290i - 58.
 Ser/009 - 49.
 199 - 28. | 760 - 27.
 175i - 57.
 373 - 37.
 762 - 32.

Paraméter

HSV1 és HSV2 - nukleinsav meghatározás
Hu (ANNA1) elleni autoantitestek
Húgysav
Humán DNS fragmentum(ok)
Humán Herpesvírus (HHV-6) – nukleinsav meghatározás
Humán Papillomavírus – nukleinsav meghatározás

IA elleni autoantitestek
IA2 elleni autoantitestek
ICA elleni autoantitestek
IgA
IgA – index
IgE

”
IGF-I (Inzulinszerű növekedési faktor I)
IgG
IgG alosztályok
IgG – index (Link-index)
IgG aviditás
IgM
IgM – index
IGRA autoantitest
IIa, anti
Imipramin
Indexek
Influenza A és B – nukleinsav meghatározás
INR
Interleukin-1 β , -6, -8, -10
Inzulin
Inzulin elleni antitest
Inzulinszerű növekedési faktor I (IGF-I)
Ionizált kalcium
Íránydiagnózis
Irregularis antitestek
Izoenzimek ALP (máj, csont, bél, placenta)

Jo1 antitest
Juharfa pollen (t01)

Kadmium
Kalcitonin
Kalcium
Kálium
Kálium-pikrát 334 nm, 340 nm, 365 nm, 405 nm, 436 nm
Kalprotektin
Kappa típusú szabad könnyű lánc
Kappa/lambda arány
Karbamazepin
Karbamid
Kell-antigén
Ketontestek
Kettősszálú DNS elleni autoantitest
Kinidin
Kiwi (f84)
Kloramfenikol
Klorid

Program - Oldal

363i - 62.
265 - 46.
1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 173 - 31.
730 - 38.
405i - 64.
373 - 37.

Ser/047 - 50.
Ser/047 - 50.
Ser/047 - 50.
1001 - 24. | 100 - 25. | 241 - 28. | 243 - 28. | 460 - 30.
460 - 30.
1001 - 24. | 720 - 26. | 196 - 27. | 199 - 28. | 241 - 28.
Ser/031 - 52.
199 - 28. | 293 - 28.
1001 - 24. | 100 - 25. | 241 - 28. | 243 - 28. | 460 - 30.
Ser/018 - 52.
460 - 30.
342i - 65. | 351 - 42.
1001 - 24. | 100 - 25. | 241 - 28. | 243 - 28. | 460 - 30.
460 - 30.
Ser/039 - 50.
192 - 37. | 502i - 59.
196 - 27.
460 - 30.
370i - 63.
286 - 31. | 221 - 34.
765 - 30.
196 - 27. | 199 - 28. | 293 - 28.
Ser/047 - 50.
199 - 28. | 293 - 28.
161 - 31.
212 - 33.
231 - 34.
Ser/056 - 54.

251 - 46. | Ser/005 - 48. | Ser/054 - 51.
720 - 26.

205i - 58. | 206i - 58. | 208i - 58.
196 - 27.
1001 - 24. | 100 - 25. | 173 - 31.
1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 161 - 31. | 173 - 31.
181i - 57.
130 - 25.
243 - 28. | Ser/019 - 53.
243 - 28. | Ser/019 - 53.
195 - 27. | 196 - 27.
1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 173 - 31.
231 - 34.
171 - 30.
Ser/005 - 48.
196 - 27.
720 - 26.
196 - 27.
1001 - 24. | 100 - 25. | 173 - 31. | 161 - 31.

Paraméter

Klórprotixén
 Kobalamin (B12 vitamin)
 Kobalt
 Koffein
 Kokain
 Koleszterin
 Kolinészteráz
 Körte (f94)
 Kortizol
 Kóris (t25)
 Kórisfa (t901)
 Középső sejtek (Eo, Bazo, Mono)
 Kreatinin
 Kristályok az üledékben
 Króm
 Kutya-hámantigén (e02)
 Kutyszőr (e05)

 Lamotrigin
 Laktát
 Lambda típusú szabad könnyű lánc
 Lándzsás útifű (w09)
 LAP
 Laphámsejtek az üledékben
 Latex (k82)
 Lazac (f41)
 LDH
 LDL-koleszterin
 Legionella pneumophila – nukleinav meghatározás
 Légúti kórokozók kimutatása (bakteriális)
 Légúti víruspanel Multiplex tesztekhez
 Leiden mutáció
 Lepidoglyphus destr. atka (d71)
 Levomepromazin
 LH
 Limfociták (B és T limfociták)
 Lipáz
 Lipopoliszacharid- kötő fehérje (LBP)
 Lítium
 LKM elleni autoantitest
 LKM-1 elleni antitest
 Ló hámantigén (e03)
 Lp(a)
 LSD
 Lupus antikoaguláns

 Ma-2/Ta
 Macska hámantigén (e01)
 Madarakból származó antigének elleni antitestek
 Myelin asszociált glikoprotein (MAG)
 Magnézium
 Mangán
 MCH
 MCHC
 MCV
 MDMA (Extasy)

Program - Oldal

875i - 60.
 196 - 27. | 290i - 58.
 205i - 58. | 206i - 58. | 208i - 58.
 195 - 27.
 178 - 31.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 151 - 26.
 1001 - 24. | 100 - 25.
 720 - 26.
 196 - 27. | 199 - 28. | 302i - 59.
 720 - 26.
 720 - 26.
 613 - 33.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 120i - 57. | 173 - 31.
 171 - 30. | 172 - 31.
 205i - 58. | 206i - 58. | 208i - 58.
 720 - 26.
 720 - 26.

 860i - 60.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 161 - 31. | 460 - 30.
 243 - 28. | Ser/019 - 53.
 720 - 26.
 100 - 25.
 171 - 30. | 172 - 31.
 720 - 26.
 720 - 26.
 1001 - 24. | 100 - 25.
 1001 - 24. | 151 - 26.
 536i - 61.
 419 - 40.
 431i - 64.
 740 - 38.
 720 - 26.
 873i - 60.
 196 - 27. | 199 - 28.
 213 - 33.
 1001 - 24. | 100 - 25.
 765 - 30.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 195 - 27. | 196 - 27.
 Ser/004 - 49.
 253 - 46.
 720 - 26.
 151 - 26.
 178 - 31.
 230 - 36.

 Ser/038 - 50.
 720 - 26.
 Ser/017 - 52.
 Ser/057 - 51.
 1001 - 24. | 100 - 25. | 161 - 31. | 173 - 31. | 208i - 58.
 205i - 58. | 206i - 58 | 208i - 58.
 211 - 32. | 613 - 33.
 211 - 32. | 613 - 33.
 211 - 32. | 613 - 33.
 178 - 31.

Paraméter

Program - Oldal

Méh (i01)	720 - 26.
Mentzer-index	211 - 32. 613 - 33.
MERS koronavírusok (RNS)	340i - 62.
Metadon	178 - 31.
Metamfetamin	178 - 31.
Metanefrin	175i - 57.
MetHb frakció	162 - 27.
Metilfenidát	178 - 31.
Metilmalonsav	199 - 28.
Metotrexát	195 - 27. 197i - 58.
Mi-2	Ser/054 - 51.
Mianszerin	874i - 60.
Micropolyspora faeni elleni antitest	Ser/016 - 51.
Mikroalbumin	171 - 30. 173 - 31.
Mitokondrium elleni autoantitest	253 - 46. Ser/004 - 49.
Mogyoró (f17)	720 - 26.
Mogyorófa pollen (t04)	720 - 26.
Monoklonális fehérje szérumban	Ser/019 - 53.
Monoklonális fehérje vizeletben	Ser/019 - 53.
Monosialo-gangliozid elleni antitest (GM1, GM2)	Ser/050 - 51.
Morbillivírus	355 - 42.
Morfin	178 - 31.
MPO elleni antitest	257 - 46.
MPV	211 - 32. 613 - 33.
MRK – Multirezisztens kórokozók kimutatása	414 - 39.
MTHFR C677T (A226V)	747 - 38.
Mycobaktérium	422i - 61. 425i - 62.
Mycoplasma pneumoniae - nukleinsav meghatározás	541i - 61.
Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek	324 - 40.
Myoglobin	199 - 28. 760 - 27. 762 - 32.
Nátrium	1001 - 24. 100 - 25. 173 - 31. 161 - 31.
Neisseria gonorrhoeae - nukleinsav meghatározás	530 - 37.
Neuron specifikus enoláz (NSE)	292 - 28. Ser/024 - 53.
Nikkel	205i - 58. 206i - 58. 208i - 58.
Nitrit	171 - 30.
NK sejtek	213 - 33.
Norepinefrin/noradrenalin	175i - 57.
Normetanefrin	175i - 57.
Nortriptilin	196 - 27.
NSE	292 - 28. Ser/024 - 53.
NT-proBNP	199 - 28. 760 - 27. 762 - 32.
Nyír (t03)	720 - 26.
O-dezmetil-venlafaxin	860i - 60.
O2Hb frakció	162 - 27.
Olanzapin	875i - 60.
Ólom	205i - 58. 208i - 58.
Onko-neurális antitestek	265 - 46.
Ópiátok	178 - 31.
O-Streptolizin (kvalitatív, kvantitatív)	241 - 28. 321 - 29.
Oszteokalcin	293 - 28. 302 - 29.
Oxikodon	178 - 31.
Ozmolalitás	1001 - 24. 100 - 25. 173 - 31.

Paraméter**Program - Oldal**

Öszibarack (f95)	720 - 26.
Összfehérje	1001 - 24. 100 - 25. 141 - 25. 460 - 30. 173 - 31.
Összhemoglobin	162 - 27.
Ösztradiol	196 - 27. 199 - 28.
Ösztriol (összes)	196 - 27.
Ösztriol (szabad)	196 - 27. 298 - 29.
p24 antigén kimutatása	335 - 41.
p-ANCA elleni antitest	257 - 46. Ser/007 - 49.
Pankreász amiláz	1001 - 24. 100 - 25. 120i - 57.
Pantoténsav (B5 vitamin)	290i - 58.
PAPP-A	298 - 29.
Paracetamol	195 - 27.
Paradicsom (f25)	720 - 26.
Paraneopláziás antitestek	Ser/038 - 50.
Parazita vizsgálat székletből	451i - 61.
Parazita vizsgálat vérből	456i - 61.
Parechovírus - nukleinsav meghatározás	433i - 64.
Parlagfű (w01)	720 - 26.
Paroxetin	875i - 60.
Parvovírus B19 - nukleinsav meghatározás	367i - 63.
Parvovírus B19 elleni antitestek	342i - 65.
Pázsitfű pollen (g06)	720 - 26.
PCA-1 (Yo)	Ser/038 - 50.
pCO2	161 - 31.
Penészgomba	720 - 26.
Perazin	860i - 60. 874i - 60.
pH	171 - 30. 161 - 31.
Pipamperon	873i - 60.
PI fenotípus	Ser/037 - 53.
PL-12	Ser/054 - 51.
PL-7	Ser/054 - 51.
PLA2R	Ser/055 - 51.
PM-SCL100	Ser/054 - 51.
Pneumococcus elleni antitest	Ser/045 - 53.
pO2	161 - 31.
Poratka (d01)	720 - 26.
Pr-3 elleni antitest	257 - 46.
Prealbumin	241 - 28.
Pregabalin	178 - 31.
Primidon	195 - 27. 196 - 27.
Progeszteron	196 - 27. 199 - 28. 302i - 59.
Prokalcitonin (kvalitatív, kvantitatív, semi kvantitatív)	293 - 28. 320 - 29. 765 - 30.
Prokollagén 1 N-terminális propeptid szérum (P1NP)	302 - 29.
Prokonvertin (VII. faktor)	223 - 35.
Prolaktin	196 - 27. 199 - 28.
Propranolol	196 - 27.
Protein C	225 - 34. 225E - 35.
Protein S	225 - 34. 225E - 35.
Protein S szabad (antigén)	225E - 35.
Protrombin (II. faktor)	223 - 35.
Protrombin idő (PI)	221 - 34.
PSA (komplex, összes, szabad)	199 - 28. 292 - 28.
PTH (intakt, biointakt)	196 - 27. 199 - 28. 293 - 28.
Pyridoxal-5-foszfát (B6 vitamin)	290i - 58.

Paraméter

Program - Oldal

Q-Albumin (albumin hányados)	460 - 30.
Q-IgA, IgG, IgM	460 - 30.
Quadrosialo-gangliozid elleni antitest (GQ1b)	Ser/050 - 51.
Quetiapin	860i - 60.
RDW-CV	211 - 32. 613 - 33.
RDW-SD	211 - 32. 613 - 33.
Reboxetin	873i - 60.
Répa (f31)	720 - 26.
Réti komócsin (g06)	720 - 26.
Retikulocita szám	215 - 33. 216 - 34.
Respiratory Syncytial Virus (RSV) nukleinsav/antigén megh.	359i - 62.
Retinol (A vitamin)	290i - 58.
Reuma faktor	241 - 28. 323 - 30. 273 - 47.
Reuma faktor IgM (RF)	Ser/001 - 48.
Réz	1001 - 24. 100 - 25. 205i - 58. 206i - 58.
Rh rendszer: D antigén	231 - 34.
Rh-fenotípus	231 - 34.
Ri (ANNA2) elleni autoantitestek	265 - 46.
Riboflavin (B2 vitamin)	290i - 58.
RNP antitest	Ser/005 - 48.
ROMA	292 - 28.
Rosenthal (XI. faktor)	224 - 35.
Rozs pollen (g12)	720 - 26.
Rozsliszt (f05)	720 - 26.
RPR	311 - 43. 3100 - 44.
Rubeola vírus elleni antitestek	3100 - 44. 341i - 64.
S100	292 - 28.
SARS-CoV-2 antigén meghatározás	3401 - 43. 410i - 64.
SARS-CoV-2 antitest meghatározás	3401 - 43. 3402 - 43.
SARS-CoV-2 nukleinsav meghatározás	3400 - 42. 340i - 62.
Saválló baktérium	421i - 61.
SCC	292 - 28.
Scl 70 (topoizomeráz) antitest	251 - 46. Ser/005 - 48.
Sejtmagantigének elleni antitestek	Ser/003 - 48.
SHBG	199 - 28.
Simaizom elleni antitest	253 - 46. Ser/004 - 49.
Sirolimus	601i - 60.
Sm antitest	251 - 46. Ser/005 - 48.
Sm-RNP	251 - 46.
SS-A antitest (Ro52, Ro60, összes)	251 - 46. Ser/005 - 48.
SS-A (Ro) antitest	251 - 46. Ser/005 - 48.
SS-B (La) antitest	251 - 46. Ser/005 - 48.
SRP	Ser/054 - 51.
Streptococcus, A antigén kimutatás	321P - 32.
Streptodornáz (kvalitatív, kvantitatív)	321 - 29.
Streptokináz (kvalitatív, kvantitatív)	321 - 29.
Stuart-Prower (X. faktor)	223 - 35.
Szabad β -lánc HCG	298 - 29.
Szalicilátok	195 - 27. 196 - 27.
Széket vér	131 - 25.
Szelén	205i - 58. 206i - 58. 208i - 58.
Szerotonin	175i - 57.
Szertralin	873i - 60.

Paraméter**Program - Oldal**

Szezámag (f10)	720 - 26.
Szójabab (f14)	720 - 26.
Szigetsejt (ICA) elleni antitest	Ser/047 - 50.
szolúbilis interleukin-2-receptor (sIL-2R)	765 - 30.
szolúbilis transferrin receptor (sTfR)	241 - 28.
Szöveti transzglutamináz (TTG)	271 - 47. Ser/010 - 49.
T3 (szabad, összes)	199 - 28. 294 - 29. 302i - 59.
T4 (szabad, összes)	199 - 28. 294 - 29. 302i - 59.
Tacrolimus	601i - 60.
TBC-bacillus	422i - 61. 424i - 62.
Tehéntej (f02)	720 - 26.
Teofilin	195 - 27. 196 - 27.
Tesztoszteron (összes, szabad)	196 - 27. 199 - 28. 302i - 59.
Tetanus elleni antitest	Ser/043 - 52.
Thyreoidea peroxidáz (TPO) elleni autoantitestek	Ser/002 - 48.
TI ráta	222 - 34.
Tiamin (B1 vitamin)	290i - 58.
Tireoglobulin	199 - 28. 292 - 28.
Tirozin foszfatáz elleni antitest	Ser/047 - 50.
T-limfocita	213 - 33.
Tobramicin	195 - 27. 196 - 27. 197i - 58.
Tőkehal (f03)	720 - 26.
Tokoferol (E vitamin)	290i - 58.
Toxoplazma aviditás – kvalitatív, kvantitatív	452 - 44.
Toxoplazma elleni antitestek – IgG, IgM (kvalitatív)	3100 - 44.
Toxoplazma elleni antitestek – IgG, IgM, IgA	452 - 44.
Toxoplazmózis	452 - 44.
TPA	292 - 28.
TPHA	311 - 43.
TPPA	311 - 43.
TPS	292 - 28.
TRAK/THYBIA (TSH receptor elleni antitest)	295 - 29.
Tramadol	178 - 31.
Transzferrin	1001 - 24. 100 - 25. 241 - 28.
Treponema pallidum elleni antitestek	311 - 43. 3100 - 44.
Triciklikus antidepresszánsok (TCA)	178 - 31.
Trigliceridek	1001 - 24. 100 - 25. 120i - 57. 151 - 26.
Triptáz	Ser/040 - 52.
Trombin idő (TI)	222 - 34.
Trombocita morfológia	212 - 33.
Trombocitaszám	211 - 32. 613 - 33.
Troponin-I	199 - 28. 760 - 27. 762 - 32.
Troponin-T	199 - 28. 760 - 27. 762 - 32.
TSH	199 - 28. 294 - 29. 302i - 59.
TSH receptor elleni antitest (TRAK/THYBIA)	295 - 29.
TSI/TSAB	295 - 29.
Tumor nekrosis faktor-alfa (TNF- α)	765 - 30.
TVK	1001 - 24. 100 - 25.
Tyúktojás (f74)	720 - 26.
Tyúktojás fehérje (f01)	720 - 26.
U1-snRNP	251 - 46.
UIBC (Telítetlen vaskötő kapacitás)	1001 - 24. 100 - 25.
Ultraszenzitív CRP (hs-CRP)	244 - 27. 762 - 32.

Paraméter

Program - Oldal

Urobilinogén	171 - 30.
Üledék vizsgálat (vizelet)	171 - 30. 172 - 31.
Üröm (w06)	720 - 26.
Valproinsav	195 - 27. 196 - 27.
Vanillin-mandulasav	175i - 57.
Vankomicin	195 - 27. 196 - 27. 197i - 58.
Varicella-zoster - nukleinsav meghatározás	366i - 62. 433i - 64.
Vas	1001 - 24. 100 - 25. 205i - 58. 206i - 58.
Venlafaxin	860i - 60.
VDRL (kvalitatív, kvantitatív)	311 - 43.
Vércsoport ABO rendszer	231 - 34.
Vérsejtsüllyedés	240 - 35. 240i - 35.
Vese glomeruláris bazálmembrán (GBM) elleni antitest	253 - 46. Ser/007 - 49.
Vesekő komponensek	550i - 60.
Vitamin A (retinol)	290i - 58.
Vitamin B1 (tiamin)	290i - 58.
Vitamin B12 (kobalamin)	196 - 27. 290i - 58.
Vitamin B2 (riboflavin)	290i - 58.
Vitamin B5 (pantoténsav)	290i - 58.
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-foszfát)	290i - 58.
Vitamin D: 25-OH-D vitamin	196 - 27. 290i - 58. 293 - 28.
Vitamin D: 1,25-(OH)2-D vitamin	290i - 58. 293 - 28.
Vitamin E (tokoferol)	290i - 58.
Vitamin H (biotin)	290i - 58.
Vörösvérsejt	171 - 30.
Vörösvérsejt morfológia	212 - 33.
Vörösvérsejtek az üledékben	171 - 30.
Vörösvérsejtszám	211 - 32. 613 - 33.
VWF aktivitás	227 - 36.
WF (Willebrand faktor paraméterek)	227 - 36.
Willebrand-faktor WF Ag	227 - 36.
Willebrand-faktor WF CBA	227 - 36.
Willebrand-faktor WF RiCof	227 - 36.
Xa, anti	190 - 36. 503i - 58.
Yo elleni antitest	265 - 46.
Zeller (f85)	720 - 26.
Zellergumó (s901)	720 - 26.
Ziprazidon	862i - 60. 873i - 60.
II. faktor	223 - 35.
V. faktor	223 - 35.
VII. faktor	223 - 35.
VIII. faktor	224 - 35. 227 - 36.
VIII. faktor inhibitor	228 - 36.
IX. faktor	224 - 35.
X. faktor	223 - 35.
XI. faktor	224 - 35.
XII. faktor	224 - 35.
XIII. faktor	229 - 36.



**Társaságunk elindította
facebook és LinkedIn oldalát.
Aktualitásokért kövessenek
minket figyelemmel
ezeken a felületeken is!**



**A NAH által NAH-8-0002/2023 számon
AKKREDITÁLT
jártassági vizsgálatot szervező szervezet.**



**QualiCont In Vitro Diagnosztikai
Minőségellenőrzési Nonprofit Kft.**

6720 Szeged, Feketesas u. 19-21. I/7.

Tel: 62/543-016; 30/462-5864

E-mail: mail@qualicont.com

Web: www.qualicont.com

facebook: QualiContInVitro
LinkedIn

Megrendelések, pótrendelés, rendelésmódosítás
megrendeles@qualicont.com

Kiküldés, csomagfeladás, sérült/hiányzó csomag/minta
korvizsgalat_szervezes@qualicont.com

Körvizsgálatokkal kapcsolatos kérdések
coordinator@qualicont.com

Értékelésekkel kapcsolatos kérdések, kérések
ertekeles@qualicont.com

Kifogástételek
kifogastetel@qualicont.com

Számlázással kapcsolatos kérdések, kérések
szamlazas@qualicont.com

Kifizetések, tartozások
penzugy@qualicont.com